

ピジョンタヒラ 総合カタログ

2025
|
2026

不自由を抱えている方に寄り添い“こうありたい”と思う生活を叶え
「ああよかった」と思える瞬間を創る



不自由を抱えている方に寄り添い
“こうありたい”と思う生活を叶え

「ああ よかった」と思える瞬間を創る

不自由を抱えていても、

その方一人ひとりの“こうありたい”と思う生活があります。

そして、介護を通じて支え続けている方々には

“こうしてあげたい”という思いも。

だから私たちは叶えたい。

ピジョンタヒラは、介護という言葉がまだない時代から

常に介護の場面に寄り添ってきました。

その中で培ってきた「私たちならではの観点」と「新しい発想」で、

介護される方とする方の思いを叶え、

共に「ああ よかった」と思える瞬間を創り出します。

ピジョンタヒラ






毎日のせいけつ介護を実現します

介護ならではのニオイや汚れをきちんと解消でき、
毎日清潔で心地いい。

デリケートで傷つきやすい部分にも安心。

両立が難しいこれらを実現するためにハビナスはチャレンジし続けます。



正しく座って変わる毎日

寝たきりになると、食事がスムーズにできなくなったり、
視線は天井に行きがちで刺激の少ない生活になってしまいます。

でも、座ることができれば、自分の力で食事ができたり、
周りを見渡すことができたりと、毎日の生活が大きく変わります。

プロフィットケアは、様々な身体状況に合わせて

プロレベルのフィットに簡単に調整できるので、

今までなかなかうまく座れなかった人でもいつも正しい姿勢を保持して座れます。
もちろん、いつでも再調整も簡単にできるので身体状況の変化に応じて長く使えます。



ピジョンタヒラ

不自由を抱えている方に寄り添い“こうありたい”と思う生活を叶え

「ああよかった」と思える瞬間を創る



毎日のせいけつ介護を
実現します



- 排泄ケア用品
- 清潔ケア用品
- 口腔ケア用品
- 防水シート
- 食事用エプロン



正しく座って変わる毎日



- 車いす
- 昇降テーブル
- 座位安定シャワーキャリー
- 食卓いす



- 液体とろみ
- もしもしフォン
- 食具 他



- 消毒剤
- 除菌ウェット

他

INDEX



特集

新商品	6・7	口腔ケアとは	18~21
排泄スキンケア	8~17	液体とろみ剤	22・23



車いす・移動

車いすスペック一覧	26・27	導入事例	44・45
プロフィットケアとは	28・29	ティルト車いす	46・47
プロフィットケアシリーズラインアップ	30・31	補助ブレーキ付き車いす	48・49
座位保持自走型車いす	32・33	アームサポート跳ね上げスイングアウト車いす	50
座位保持ティルトリクライニング車いす	34・35	標準型車いす	51
フルリクライニング車いす	36~41		



排泄

おしり洗浄料	52・54	消臭剤	57・58
おしりふき	53	おむつカバー	59
撥水クリーム・保湿剤	55	おむつ交換車	60
消臭剤一覧	56	ユニット型施設向けキャリー	61



清潔・入浴

清拭用品一覧	62	介助用エプロン・シャンプーハット	69
清拭用品	63~67	シャワーキャリー	70
シャンプー・ソープ	68・69		



衛生

衛生ケア用品	71・72
--------	-------



眠り

防水シート一覧	73	ビーズパッド	76
防水シート	74・75		



食事

液体とろみ剤	77	口腔ケア用品	83~85
食事用エプロン	78・79	食卓いす	86
食具	80・81	個別昇降テーブル	42・43・87
口腔ケア用品一覧	82	昇降テーブル	88・89



安全

転倒転落対策用品	90
----------	----



生活

助聴器	90
-----	----

商品コード表	91~99
ピジョンタヒラ お役立ち動画のご紹介	100・101

● 商品改良のため、仕様・外観および価格は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。
● 印刷物と実物とは多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

新商品



NEW フルリクライニングキャリー FC-120に
まる洗いシートタイプが追加になりました

プロフィットケア



まる洗いシートタイプ



フルリクライニングキャリー
FC-120
まる洗いシートタイプ

▶ P36

NEW 座位保持ティルトリクライニング ラクレストに
まる洗いクッションシートがオプションで追加

プロフィットケア



※まる洗いクッションシート取り付け時

ラクレスト用
まる洗いクッションシート

▶ P34

ピジョンタヒラ

NEW 自分で食べたいけれど
こぼしてしまう方に



自分で食べるミールキャッチ

▶ P80

NEW 保湿全身ローションに
詰めかえ用が登場



ハビナス
せいつ介護



300g



詰めかえ用
250g

フローラル
の香り

保湿全身ローション

▶ P55

排泄スキンケア

高齢者の皮膚は、適切なケアの方法を理解していないと、様々な皮膚トラブルが起こり、健康な肌を保ちにくいのですよね。

適切な排泄スキンケアの方法をご紹介します。

おむつ使用者をとりまく環境

ムレの環境

皮膚がふやけて、傷つきやすくなります。

化学的刺激

消化酵素 アンモニア

刺激

下痢便に含まれる消化酵素や時間のたった尿はただれの原因に。

物理的刺激

ふき取る時に強くこすることで、キズができます。

このまま放っておくと…

高齢者の皮膚

- 刺激を受けやすくかゆくなりやすい
- バリア機能の低下乾燥してひび割れる
- 水分を保持できない

外部刺激※を受けやすい

肌バリアが崩れてかさかさ肌に

かゆくなって掻いて傷になる

※外部刺激…細菌や真菌、アレルギー、ホコリや化学物質・紫外線 など。

おむつ内がムレや刺激を受ける環境にあると、皮膚トラブルが起きやすくなってしまいます。

適切な排泄スキンケアを行うことが大切です。

洗 浄

保 湿

肌保護

排泄スキンケアの流れ

1 洗 浄

- 1) 汚れの除去 まずは、尿や便の汚れを取り除きましょう
- 2) 洗 浄 ゴシゴシこすらず、優しく洗いましょう
- 3) 水分の除去 肌に残った余分な水分を取り除きましょう

2 保 湿

お肌のバリア機能を高めましょう

3 肌保護

おむつ内のムレや排泄物の刺激から肌を守りましょう

排泄スキンケアを叶える商品

かんたんに汚れをふき取りたい

使い捨ておしりふき

▶ P10~



ラクラクおしりキレイミスト

▶ P10



きちんと汚れを洗ってあげたい

おしり洗剤・保湿液

▶ P12~



泡がやさしいおしり洗い

▶ P14~



やさしく水分を拭いてあげたい

コットン100%超吸水おしりタオル

▶ P12~



保湿・肌保護をしてあげたい

保湿全身ローション

▶ P16



スキンバリアクリーム

▶ P16



これらの商品を使った排泄スキンケアの方法を 4 つをご紹介します

排泄スキンケア 使い捨ておしりふきを使ったおしりの拭き方



特集

下拭きタオルと使い捨ておしりふきの工程比較

最大
11工程

下拭きタオルの場合

- 1 ストックの置いてあるリネン庫からフロアに運ぶ。
- 2 タオルをぬらす、しぼる、丸める。
ぬらしたタオルを絞るのがすごく大変で、時間もかかるんです...
- 3 清拭車やウォーマー等に保管する。
- 4 取り出しておむつ交換に行く。
- 5 おしりを拭く。
- 6 使用済み紙おむつ・タオルをバケツやゴミ袋に入れ、汚物処理室へ運ぶ。
- 7 使用済みタオルは回収袋へ分別。
タオルと紙おむつを一緒に捨ててしまうこともあって大変...

リースの場合

- 8 外倉庫に運ぶ。

施設内洗濯の場合

- 8 使用済みタオルを洗濯室へ運ぶ。
- 9 付着した汚物を取り除く。
すごく大変な作業です...
- 10 汚物除去機で予洗い。
- 11 仕上げ洗い・乾燥。

たったの
5工程

使い捨ておしりふきの場合

- 1 ストックの置いてある棚からフロアに運ぶ。
- 2 おむつ交換に行く。
- 3 おしりを拭く。
- 4 使用済みおしりふきを紙おむつに包み、ゴミ袋に入れ、汚物処理室へ運ぶ。
- 5 ゴミを外の収集場所へ運ぶ。

準備

交換
おむつ

後片付け

短縮

短縮

短縮

分別しなくていいから
すごくラク!

汚物に触れる回数が減るので感染リスクも下がって助かります!

こんな商品も便利

トイレトペーパーに吹きかけるだけで流せるおしりふきになる「らくらくおしりふき」もあります。

何度もこすらず汚れがふき取れ、皮フを保護する成分も配合されています。



らくらくおしりふきの使い方



トイレトペーパーに、5cm程度離して適量(2~3回)をまんべんなくスプレーしたあと、おしりをやさしく拭いてください。

使い捨ておしりふきを使ったおしりの拭き方

用意するもの

● やぶれにくいタイプのおしりふき

動画で
わかりやすく▶



おしりふきの
折り返し方▶



もっと簡単に
やぶれにくい
大判厚手▶



おしりふきを取り出し、四つ折りにして、全体を拭く。


拭くときはゴシゴシこすらずやさしく拭いてください。



ふき取る面を変え、そけい部のしわを伸ばしながら拭く。



ふき取る面を変え、陰部周辺の汚れのつきやすい部分(性別によって異なる)を細かく拭く。




側臥位になってもらい、おしりふきは広げて、裏返し、四つ折りにする。

おしり側も汚れがたまりやすいので、拭いてください。



四つ折りの面で、臀部に円を描くようにやさしく拭く。



ふき取る面を変え、仙骨部、おむつのギャザーが当たる部分を拭く。

ギャザーが当たる部分は汗や汚れがたまりやすいので忘れずに!



ふき取る面を変え、臀裂(でんれつ)部の汚れを、前から肛門周辺部まで拭く。



ふき取る面を変え、尾骨から肛門周辺部を拭く。



中央に集めた汚れを一緒にぬぐい取る。

つまむように取る。

※汚れが多い時は、必要に応じて複数枚ご使用ください。

排泄スキンケア

シャワーボトルを使った
陰部の洗い方



適切な清潔ケアを推奨しています！ その1

おしり洗浄・保湿液を使って、肌にやさしいケアを実践しましょう。



独自の「フィードラント香料」で
良い香りに包み込む!

香水の成分構成

香水

フィードラント香料

スカトール/インドールなど
便やおならに含まれる
臭気成分。

あらかじめ臭気成分を
減らした状態で成分を構成。
空气中を漂う排泄物臭を取り
込んで組み合わせる事で、
良い香りに変化します。



※1 洗顔料にも使われる植物性洗浄成分配合。
肌にやさしく、汚れを落とします。
※2 お肌に潤いを与えるアロエエキス配合。
※3 お肌をすこやかに保つ、肌保護成分配合。(グリチルリチン酸2K)

ふき取りは使い捨ての
「コットン100%
超吸水おしりタオル」
がおすすめ!

シャワーボトルとおしり洗浄・保湿液を使った 陰部の洗い方

用意するもの

- おしり洗浄・保湿液
- コットン100%超吸水おしりタオル
- 40℃前後のお湯が入ったシャワーボトル

動画で
わかりやすく▶

お湯 300mlに
おしり洗浄・保湿液を
1プッシュ入れる。

シャワーボトルのお湯を指の間
から流す(デリケートな部分のため
やさしい水流で洗う)。

陰毛部から全体を洗い流す。

そけい部のしわを広げて洗い、陰部周辺
もやさしく洗う。

デリケートな部分のため、押さえ拭きは
ゴシゴシこすらず、水分を吸い取るよう
に押し当ててください。

お腹に置いたおしりタオルを広げ、陰毛部・
そけい部・陰部周辺を押さえ拭きする。

側臥位になってもらう。

おしり側も、シャワーボトルの
お湯を指の間から流す。

臀部・仙骨部・臀裂(てんれつ)部・肛門周辺
部を洗い流す。

仙骨部も忘れずに
押さえ拭きましょう。

新しいおしりタオルを広げ、上側の臀部
に乗せて押さえ拭きする。

おしりタオルを裏返し、もう片方の臀部
を押さえ拭きする。

おしりタオルをたたみ、臀裂部、肛門周
辺部を押さえ拭きする。


排泄スキンケア

泡を使った陰部の洗い方



適切な清潔ケアを推奨しています！ その2

洗浄は汚れを取りますが、洗いすぎてしまうと、肌のバリア機能が低下して、乾燥しやすい状態になることも。泡がやさしいおしり洗いをを使って肌にやさしいケアを実践しましょう。




ふき取りは使い捨ての「コットン100%超吸水おしりタオル」がおすすめ!

お湯不要 泡がやさしいおしり洗いをを使った陰部の洗い方

※洗い流したい場合もお使いいただけます。

用意するもの ●泡がやさしいおしり洗い ●コットン100%超吸水おしりタオル

動画でわかりやすく ▶



泡がやさしいおしり洗いを陰毛部・そけい部・陰部に乗せる。



おしり側も汚れがたまりやすいので、忘れずに洗ってください。

側臥位になってもらう。

泡がやさしいおしり洗いを臀部・仙骨部・臀裂(でんれつ)部・肛門周辺部に寄せ、泡を転がすようにしてやさしく洗う。



泡で汚れが浮き上がってきたら、新しいおしりタオルを広げ、上側の臀部を覆い、押さえ拭きする。

おしりタオルを裏返し、下側の臀部も押さえ拭きする。

おしりタオルをたたみ、臀裂部・肛門周辺部の汚れをぬぐう。

高齢者の肌は加齢による皮脂の減少で、バリア機能が崩れ、乾燥して、痛みやかゆみが出やすくなります。
保湿・肌保護をして、「バリア機能」を高めることが重要です。


保湿

気になった時に、こまめに全身を保湿しましょう。

フローラルの香り

- 保湿成分「グリセリルグルコシド」配合で乾燥しがちな肌にたっぷりうるおいを与える
- ベタつかず、さらっとしたローションで全身に使える
- イヤなニオイを良い香りで包み込む「フィードラント香料」配合

香水の成分構成




保湿全身ローションの成分構成



保湿 肌保護

おむつ内のムレや排泄物の刺激からお肌を守りましょう。

- 尿や便を撥水バリアではじく
シリコン油成分「シクロペンタシロキサン」「ジメチコン」
- パウダーinでおむつや立体ギャザーとの摩擦が少ない
パウダー成分「シリカ」
- 無添加(パラベン・アルコール・香料・着色料)
- 保湿成分(ヒアルロン酸)配合




排泄ケア時の準備・移動・片付け

排泄ケアに必要なものを全て搭載可能な、コンパクトサイズのカートやキャリーを使うことで、居室に入りベッドサイドまで近づくことができ、ご利用者との時間を充実させることができます。

ユニット型施設の場合

- ユニット型施設は家庭的な雰囲気を大事にしているため、おむつ交換の大きいカートは使いたくないんですね…。
- 1人分をトートバッグ等で運び、倉庫と居室の行き来を繰り返すと、時間がかかってしまいます…。
- ゴミを持ち歩いたり、床に置くこともあったりと、不衛生な環境になってしまいそうでイヤなんですね…。

汚物を持ち歩くと
感染リスクも高くな
ってしまいます…



ユニットケアポーターなら


おむつもゴミ箱も外から見えないので排泄を想像させない。
居室に入りベッドサイドまで近づけるので作業効率UP!
1ユニット1台で、最大7人分(当社調べ)のおむつ交換が可能。

商品情報



従来型施設の場合

- 大型カートや大型の台車を廊下に配置し、おむつ交換の中継地とするため、移動に時間がかかっています…。
- 廊下に置いておくと、ご利用者の邪魔になってしまう…。



ラッピーカート3なら

居室に入り、ベッドサイドまで近づけるので作業効率UP!
コンパクトサイズながら大容量。

商品情報



口腔ケアとは

毎日のお口のケアをもっと衛生的に、
いつまでも笑顔で。



「口腔ケア」、ご存知ですか？

Q. 口腔ケアって何ですか？

口の持つすべての働きを保つための、日常のお手入れのこと。
私たちの生活全般に関わり、人とのコミュニケーションを広げ、
いきいきとした生活を送るために大切なものです。

口腔ケア

歯みがき

舌みがき

唾液腺の刺激

歌・会話



口の中がきれいになる、口の機能が高まる

唾液の分泌が増える

美味しく感じ、食欲がわく

口の自浄作用が高まる

体力・免疫がつく

誤嚥性肺炎のリスクが減る、積極性が高まる

／いきいきとした生活へ／

Q. 口腔ケアが不十分だとどうなりますか？

- 口の中が汚れ、細菌が増えます
- 唾液が出にくくなります




健康な口には潤いが大切！

健康な口は、分泌される唾液が清潔を保っています(自浄作用)。
また唾液は、口や舌の動きをなめらかにします。

Q. 口が乾燥するとどうなりますか？

- 口や舌の動きが悪くなる
- 舌苔がたまりやすくなる
- 汚れが固まって取れにくくなる



潤って舌苔のない舌


厚い舌苔に覆われた舌

口が乾燥する原因(生活背景からのチェックポイント)

水分が足りない	● トイレを気にして水分を控えている	● 発熱や気温の上昇で汗が多い	● 部屋の中が乾燥している
口を動かすことが少ない	● 食事量(回数)が減った	● 食事に柔らかいものが増えた	● 話したり歌ったりすることが減った
口呼吸している	● 鼻汁などが固まって鼻呼吸ができない	● 枕が低く頭が落ちて口が開きやすい	
口が渴く副作用のある薬を服用している			

Q. 口を潤すためにはどうすればよいですか？

- 口をよく動かしましょう
おしゃべり、カラオケ、食事はよくかむ、など
- こまめに水分を摂りましょう※
果物やゼリーなどをおやつにしてもgood!
- 湿度を保ちましょう
ぶくぶくうがい※をする、加湿器を使う、マスクをする、など
- 唾液が出やすくなるマッサージをしましょう
耳下腺・顎下腺・舌下腺をやさしく圧迫して刺激します
- 乾燥を防ぐ口の中専用の保湿剤を利用しましょう



※むせやすい人は、誤嚥しないよう十分注意してください。

口腔ケアの手順

基本的な口腔清掃方法とともに、ポイントをおさえたケアを毎食後実施しましょう。



準備するもの



ポイント

歯ぐきなどが傷つきやすいため歯ブラシの硬さはソフトなものがおすすめです。硬さや大きさなどは、ご利用者のお口の状態に合わせて選びましょう。また、歯が1本だけ残っている、隙間が空いているなどで磨きにくい場合は、タフトブラシが便利です。


Step 1 ポジショニング



すわる

- ・軽くあごを引く
- ・指3~4本のスペースを空ける

誤嚥が起こりにくい体位ですが、疲れやすいので全身状態に応じて時間に気をつけましょう。



上体おこし

- ・軽くあごを引く
- ・指3~4本のスペースを空ける

ベッドの背部を約30度に調整し、枕などで頭部をやや前傾させます。



横を向く

体を起こせない場合は、体を横に向けるか、顔だけ横に向けると誤嚥しにくくなります。

ポイント

口腔ケアの前には、全身状態に合わせて必ず負担のかからない安定した姿勢に整えましょう。誤嚥のリスクを避ける体位にすることが重要です。

Step 2 声かけ・意識レベルの確認



まずは呼びかけへの反応があるか、目が覚めているかなどを声かけて確認しましょう。目が覚めていなければ、積極的に起こしてください。

ポイント


ご利用者がケアをされる心の準備ができるよう、最初は敏感なところは避けて口唇周りから触れていき、徐々に口腔内へと移動していきましょう。

Step 3 口腔清掃

1 潤す

口唇やお口の中を潤して、固まった汚れを落としやすくします。

スポンジブラシと保湿剤で




口腔用ウェットティッシュで





ポイント

奥から手前に行きましょう



2 みがく

食べかすや痰の乾いたものが溜まりやすいので、歯、粘膜、舌もやさしくみがきます。



3 除去

ケア直後のお口は細菌でいっぱい。飲み込まないように、残った汚れを奥から手前に取り除きます。



ポイント


汚れを落とす際はゴシゴシとこすらないように気をつけ、「奥から手前」「上から下」を基本に行います。スポンジブラシは回転させながら、凹凸部分を使ってジェルをなじませたり汚れを絡め取りましょう。

Step 4 保湿・マッサージ



歯ぐきをマッサージしながら、お口全体を保湿します。乾燥しがちなお口に潤いを与えます。

1回あたり
1cmくらいが目安



スポンジブラシ、または指で口腔全体にまんべんなく塗り広げ、歯ぐきをマッサージしながらお口に潤いを与えます。塗布後に残った保湿ジェルはふき取るか軽く吐き出すようにしてください。

ポイント

保湿ジェルは、スポンジブラシ、または指で塗り広げます。塗り過ぎは細菌や汚れの温床となる場合があるので、薄く塗り広げることを心掛けましょう。

液体とろみ剤

さっとなじんでダマにならない
液体タイプのとろみ剤



Q.

知っておきたい

食べ物を食べる仕組みはどういうもの？

〔嚥下5期モデル〕

1 先行期

2 準備期

3 口腔期

4 咽頭期

5 食道期



目や耳で食べ物を認識して口に運ぶ。



口の中で食べ物をかみ、唾液と混ぜ、飲みこみやすい形にする。



飲みこみやすくしたものを、舌で喉の奥まで運ぶ。



「嚥下反射*」で喉から食道に運ぶ。



食道から胃に運ぶ。

※ 嚥下反射：脳からの信号でゴックンと飲みこむこと。気道に入らないように呼吸路が一時閉じられる。

Q. 食べ物を食べる仕組みに問題があると、どうなりますか？

どこかで問題が生じると、うまくかめなかったり、口の中に食べ物が残ったり、うまく飲みこめなかったりします。

そこでとろみ剤の登場です。

もし、**2**の準備期で唾液が少なくて飲みこみやすい形が作れなかったら

とろみをつけることで、まとまりやすくします。

もし、**4**の咽頭期で嚥下反射が衰えてきて食べ物が喉を通過するタイミングと嚥下反射がずれてしまったら

とろみをつけることで、食べ物のスピードをゆっくりにします。

液体だからダマにならず、すぐにとろみが付く

ピジョンタヒラ

粉末タイプのとろみ剤を使って、炭酸飲料にとろみを付けようとしている方のお困り事

泡が立って、炭酸がなくなってしまう

飲みたい時にすぐ飲めない

作る量を調整できない



液体とろみ かけるだけなら

炭酸飲料に簡単すぐにとろみ付けできます。飲みたいときに飲みたい量で作ることができます。



商品紹介動画

- 個包装タイプだから持ち運びに便利。
- 外出先でも使える。



特長1 炭酸飲料に簡単すぐにとろみ付け

お好きな炭酸飲料に入れて混ぜるだけでとろみ付けができます。

特長2 さっとなじんでダマにならない

液体だからさっとなじみ、ダマにならないで再調整もかんたん。

特長3 とろみ付けが難しい飲み物やお食事にも

牛乳やオレンジジュース、栄養補助食、いつものお食事にも簡単すぐにとろみ付けできます。



とろみの目安(水、お茶 100ml あたり)
※本品では500N/ ml以上のとろみはつきません。



とろみ調整


とろみの目安は日本介護食品協議会(UDF)の統一基準です。

とろみの強さ	++++	++++	++++
とろみのイメージ	フレンチドレッシング状	とんかつソース状	ケチャップ状
使用量の目安	1包	2包	3包 3.5包(~500)

アレルギー物質(28品目)を含む原材料を使用しておりません。



※えび・かに・くるみ・小麦・卵・乳成分・落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。

介護のあらゆるシーンをサポート！





外出時や室内で、安心して移動ができることが大切

清潔なからだを保って、さわやかで心地よい毎日に



お世話される方の気持ちを第一に、スムーズなケアを

いつまでも、食べる楽しみを持ち続けられるように



特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

商品名	座位保持自走型 ラクリオ	座位保持 テイルリクライニング ラクレスト	フルリクライニング キャリアー	横付け フルリクライニング キャリアー	電動昇降 フルリクライニング キャリアー	ニュースウィング プラス	ロックアシスタII		
	型式	PR-1000 PR-1000B	PR-2000 PR-2000B	FC-120	FC-220	FC-320	NSW-2 NSW-2-D	LA-RX	LA-1
外観									
前輪	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	直径 125mm	6インチ	5インチ	6インチ	6インチ
後輪	22インチ	14インチ	12インチ	12インチ	12インチ	16インチ	20インチ	22インチ	20インチ
前座高	435mm	470mm	521mm	521mm	535~750mm	460mm	400mm	435mm	375mm
後座高	410mm	410mm	491mm	491mm	505~720mm	460mm	375mm	410mm	350mm
座幅	400mm	400mm	430mm	430mm	430mm	400mm	400mm	400mm	400mm
座奥行	400mm	360~440mm	440mm	440mm	440mm	400mm	400mm	400mm	400mm
バック サポート高	460mm	500mm	704mm	704mm	705mm	440mm	450mm	400mm	400mm
アーム サポート高	235mm	175/200/ 225/250mm	237mm	237mm	237mm	240/265/ 290/315mm	245mm	225mm	225mm
座面クッション厚	50mm	50mm	50~60mm	50~60mm	50~60mm	—	—	—	—
リクライニング 角度	—	95°~130°	98°~166°	98°~166°	98°~166°	—	—	—	—
座面ティルト 角度	4°~18°	7°~17°	—	—	—	0°~30°	—	—	—
全幅	600mm (PR-1000B 620mm)	574mm	604mm	604mm	604mm	580mm (NSW-2-D 600mm)	580mm	640mm	640mm
全高	980mm	1,200mm	1,195mm	1,195mm	1,210~ 1,425mm	1,020~ 1,300mm	880mm	860mm	860mm
全長	1,080mm	1,100mm	1,067mm	1,100mm	1,160mm	1,040mm	970mm	998mm	998mm
折りたたみ寸法 (全幅×全高×全長)	390×690×1,020mm (PR-1000B 410×690×1,020mm)	580×840 ×720mm	604×680 ×907mm	604×680 ×955mm	604×705 ×1,010mm	335×730×1,020mm (NSW-2-D 355×730×1,020mm)	400×650 ×730mm	410×680 ×998mm	410×620 ×998mm
重量	19.8kg (PR-1000B 21.0kg)	26.5kg (PR-2000B 29.0kg)	31.0kg	37.0kg	54.5kg	20.0kg (NSW-2-D 20.7kg)	18.0kg	16.6kg	16.3kg
耐荷重	100kg	75kg	75kg	100kg	100kg	100kg	35~100kg	35~100kg	35~100kg
掲載ページ	P32	P34	P36	P36	P36	P46	P48	P49	P49

ロックアシスタII	ウィングアップ				T-1Nシリーズ				
	LA-3	WD1N- 38・40・42 (座幅3タイプ)	WCD1N- 38・40・42 (座幅3タイプ)	WD2- 38・40・42 (座幅3タイプ)	WCD2- 38・40・42 (座幅3タイプ)	T-1N-400	T-1N-420	T-1N-Lo	TD-1N
6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ
20インチ	20インチ	16インチ	20インチ	16インチ	22インチ	22インチ	20インチ	22インチ	16インチ
400mm	375/400/ 425mm	425mm	375/400/ 425mm	425mm	435mm	435mm	375mm	435mm	460mm
375mm	350/375/ 400mm	400mm	350/375/ 400mm	400mm	410mm	410mm	350mm	410mm	435mm
400mm	380・400・420 mm	380・400・420 mm	380・400・420 mm	380・400・420 mm	400mm	420mm	400mm	400mm	400mm
400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm
400mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm	380mm
225mm	220mm	220mm	240/265/ 290/315mm	240/265/ 290/315mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610mm	590・610・630 mm	540・560・580 mm	590・610・630 mm	540・560・580 mm	620mm	640mm	630mm	630mm	600mm
885mm	860/885/ 910mm	910mm	860/885/ 910mm	910mm	850mm	850mm	860mm	850mm	870mm
1,030mm	1,030mm	1,030mm	1,030mm	1,030mm	980mm	980mm	990mm	980mm	970mm
420×650 ×730mm	360 ×(610/635/660) ×990mm	280×660 ×960mm	360 ×(610/635/660) ×990mm	280×660 ×960mm	330×660 ×960mm	330×660 ×960mm	340×670 ×945mm	340×680 ×960mm	300×675 ×860mm
17.3kg	15.1kg	13.6kg	16.9kg	15.4kg	11.0kg	11.0kg	10.9kg	11.9kg	10.4kg
35~100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg	100kg
P49	P50	P50	P50	P50	P51	P51	P51	P51	P51

特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

特集

車いす・移動

排泄

清潔・入浴

衛生

眠り

食事

安全

生活

プロフィットケア

正しく座って変わる毎日

寝たきりになると、食事がスムーズにできなくなったり、視線は天井に行きがちで刺激の少ない生活になってしまいます。

でも、座ることができれば、自分の力で食事ができたり、

周りを見渡すことができたりと、毎日の生活が大きく変わります。

プロフィットケアは、様々な身体状況に合わせてプロレベルのフィットに簡単に調整できるので、

今までなかなかうまく座れなかった人でもいつも正しい姿勢を保持して座れます。

もちろん、いつでも再調整も簡単にできるので身体状況の変化に応じて長く使えます。



プロフィットケア 3つのこだわり

自立をサポートする
姿勢保持の工夫が
盛り込まれている


様々な症状の
身体の変化に応じて
調整ができ
長く使える

操作がわかりやすく
かんたんで、
誰でも使いこなせる

※2018年9月、介護スタッフ500名を対象にアンケートを実施


介護現場の声

Q. ご利用者の座位姿勢が正しくなると自立につながると感じますか？



自立支援において
座位姿勢保持を重視

Q. 現在勤務されている介護施設で人手不足を感じることはありますか？




慢性的な人手不足の
状況も明らかに

「正しく座ること」が自立の第一歩であると
介護現場でも考えられています。


車いすについてのアンケート結果

Q. 現在勤務されている介護施設にて車いすご利用者の中で正しい座位姿勢を保持することが困難な方はいますか？



車いすご利用者の座位保持は、
全施設共通の課題

Q. 正しい姿勢を保持することが困難な車いすご利用者に対してどのような対策をしていますか？



クッション・タオル調整と併せて
「座り直し介助」で対応

正しく座るために、現場では様々な工夫をされています。

プロフィットケア[®] シリーズラインアップ

ご利用者の状態	1	2	3	4	5	6	7
	車いすが必要になってきた。	腕力がなくなり足こぎも必要になってきた。	ベッドや食卓いすへの移乗が困難になってきた。	自走ができなくなってきた。	標準的な背もたれでは座位が保てなくなってきた。	座位姿勢が苦しくなってきた。	寝たきりの状態が長く続くようになってきた。
今までの車いすラインアップ	自走型			介助型			
	標準型	スイングアウト	肘掛跳上げスイングアウト(自走)	肘掛跳上げスイングアウト(介助)	ティルト	ティルトリクライニング	フルリクライニング
これからの車いすラインアップ	座位保持自走型 ラクリオ			座位保持 ティルトリクライニング ラクレスト			フルリクライニング FC シリーズ

座位保持自走型 ラクリオ[®]

座位保持能力の変化に合わせて
長期間使用できる、自走型車いすです。



▶ P32~

座位保持 ティルトリクライニング ラクレスト[®]

身体の傾きを支えたり、座奥行を調整
できる機能と様々な姿勢に合わせて変
形し、座位を保持するティルトリクライ
ニング車いすです。



▶ P34~

フルリクライニング FCシリーズ

背中・おしりがズレない独自の機構で、ご利用
者が快適に過ごすことができるフルリク
ライニング車いすです。



▶ P36~

ティルト型車いす NSWシリーズ

座面を傾げるだけで簡単に座位保持ができる
ティルト型車いすです。



NSW-2

NSW-2-D

▶ P46~

自動ブレーキ付 LAシリーズ

背張り調整ができるタイプも
ございます。



LA-RX



LA-1

LA-2

LA-3

▶ P48~

ウィングアップ[®] シリーズ

アームサポート跳ね上げ
スイングアウトの車いすです。




WD1N

WD2

▶ P50

標準型車いす T-1Nシリーズ

全機種ノーパンクタイヤで、
空気圧管理の業務省力ができます。



T-1N-400

T-1N-420

T-1N-Lo

TD-1N

TCD-1N

▶ P51

個別昇降テーブル ここあ[®]

ご利用者の自立支援と介助者の負担軽減を
かなえる一本脚の個別昇降テーブルです。



PR-T4

▶ P42, 87

座位安定 シャワーキャリー

座骨を支える座面形状でおしりが落ち
にくく座位が安定しやすいのでヒヤリ
ハットの軽減につながります。



SY-20

▶ P70

食卓いす ミールチェア/ミールターン

どっしりとした太いフレームで、
安定感があり安心。



ML-11

ML-21


▶ P86

自走しやすく、姿勢がくずれてきた方でも座位保持でき、長く使うことができる



●こんなこと起きていませんか？

座っていると、だんだん姿勢がくずれてきてしまいます…



姿勢良く座っている。だんだん姿勢がくずれてきた…。タオル等で何とか姿勢を保持する。詰めるの大変！ ティルトやティルトリクライニングに乗り換えてしまう。

姿勢がくずれてきてしまう方に、介助式のティルトリクライニング等をご利用いただくと、一時的な姿勢くずれは対応できますが、残存能力の低下を招くおそれがあります。

座位保持自走型 ラクリオなら

ご利用者の座位保持能力の変化に、これ1台で合わせられるので、長期間使用を可能にします。骨盤を安定させ、様々な姿勢くずれに対応します。

動画で詳しく解説しています



PR-1000



※エレベーター取り付け時

座位保持自走型 ラクリオ® PR-1000

115,000円 (非課税)
商品CD 202200CA | レンタル対象品 TAIS 00495-000059

介助ブレーキ付 PR-1000B

134,000円 (非課税)
商品CD 202200DA | レンタル対象品 TAIS 00495-000064

- 自走式背折れ
- 跳ね上げ
- スイングアウト
- スライドバックサポート
- 骨盤ホールド
- 座面角度調整
- 厚手クッションシート
- 転倒防止バー
- ドラム式介助ブレーキ

【材質】 フレーム/アルミ シート・クッション(表地)/ポリエステルクッション(中材)/ウレタンフォーム ※PR-1000Bのみ

オプション

エレベーターティン グ PTH-EL-1

単体購入 36,080円 (本体価格 32,800円)
車いす同時購入 32,800円 (非課税)

単体購入 商品CD 202910AC | 車いす同時購入 商品CD 202910AD
レンタル対象品 TAIS 00495-000071

介助を「らくらく」「かんたん」にする機能が満載！

ホールド機能

様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能(張り調整式)。



スライドバックサポート

様々な人の体格に合わせて高さ調整可能。



折りたたみ可能



4°~18°かんたんレバー操作

より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加。シート全体でからだを受けとめる座面角度調整機能。



アームサポート跳ね上げ

転倒防止バー

スイングアウト機能

握りやすくこぎやすい幅広ハンドリム

一般的な車いす

ラクリオ




前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6 インチ	22 インチ	435mm	410mm	400mm	400mm	460mm	235mm
座面クッション厚	座面ティルト角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50mm	4°~18°	600mm (PR-1000B 620mm)	980mm	1,080mm	390×690×1,020mm (PR-1000B) (410×690×1,020mm)	19.8kg (PR-1000B) 21.0kg	100kg

座位保持できない方の姿勢を、車いすが変形して長時間サポートします **プロフィットケア**

●こんなこと起きていませんか？

体格はもちろんのこと、拘縮や円背など身体状況が様々でぴったり合う車いすがなかなかありません…



- Aさん** 背骨の側弯が見られ、左肩が下がっています。
- Bさん** アームサポートに寄りかかり、頭部が大きく傾いています。
- Cさん** 上体を保持できず、アームサポートに乗っているだけの状態です。
- Dさん** ずっこけ座りになっています。
- Eさん** 前かがみになって転倒の危険があります。

座位保持できない方には、ご利用者の状態に合わせてクッションなどをあてる位置を調整したり、タオルを丸めてからだの隙間にはさんだり、こまめに座り直しをしたりと、介助する方々の知識・技術・工夫がとても重要です。



座位保持ティルトリクライニング ラクレストなら

座位保持できない方の姿勢を、車いすが変形して長時間サポート。大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など、様々な身体状況に合わせることができます。

動画で詳しく解説しています



商品紹介 座らせ方



PR-2000

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト® PR-2000

200,000円 (非課税)
商品CD 202200CB | レンタル対象品 TAIS 00495-000060

介助ブレーキ付 PR-2000B

219,000円 (非課税)
商品CD 202200EA | レンタル対象品 TAIS 00495-000067

- ティルトリクライニング
- スイングアウト
- 座面ワイヤー
- 座面高さ調整
- アームサポート
- アーム上下スライド
- ヘッドサポート調整
- ノーパンクタイヤ
- ラチェット式サイドサポート
- 座奥行調整
- 背中中折れ機能
- 厚手クッションシート
- 足踏みブレーキ
- ドラム式介助ブレーキ

※PR-2000Bのみ
[材質] フレーム/アルミ クッション(表地)/合成皮革 クッション(中材)/ウレタンフォーム

オプション

ラクレスト用まる洗いクッションシート **NEW**

単体購入 13,200円 (本体価格 12,000円)
車いす同時購入 12,000円 (非課税)

単体購入 商品CD 502000FA | 車いす同時購入 商品CD 502000FB
レンタル対象品 TAIS 00495-000077 ※洗濯は、取扱説明書の洗濯方法に従ってください。

エレベータリング PTH-EL-1

単体購入 36,080円 (本体価格 32,800円)
車いす同時購入 32,800円 (非課税)

単体購入 商品CD 220910AC | 車いす同時購入 商品CD 220910AD
レンタル対象品 TAIS 00495-000071



※取り付けイメージ



※エレベータリング取り付け時

介助が **らくらく** 座位保持 工具不要で **かんたん** 操作!

ヘッドサポート・座奥行調整

大柄な方から小柄な方まで幅広く対応。



座奥行調整

背中・中折れ機能

円背や食事の際の姿勢をサポート。



かんたんレバー操作

スライドアームサポート (自動ロック)



スイングアウト機能

ラチェット式サイドサポート


左右へのからだの傾きを改善します。



3点レバー式ヘッドサポート



転倒防止バー



足踏み駐車ブレーキ

リクライニングしても横からかけられる

ノーパンクタイヤ

シート3層構造

ご利用者にやさしい乗り心地のための工夫。

ワイヤー スプリング



ベースクッション

やわらかクッションシート


前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高	座面クッション厚
6 インチ	14 インチ	470mm	410mm	400mm	360~440mm	500mm	175/200/225/250mm	50mm
座面ティルト角度	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重	
7°~17°	95°~130°	574mm	1,200mm	1,100mm	580×840×720mm	26.5kg(PR-2000B 29.0kg)	75kg	

おしりも背中もズれない快適な乗り心地と、
介助者の負担軽減を追求




●こんなこと起きていませんか？

ずっと座っている姿勢なのでどんどんすべってしまいます…




ご自身で座り直しが難しいご利用者は、長時間同じ姿勢のため、褥瘡(床ずれ)のリスクも高く、身体に負担がかかります。ずり落ち防止の工夫がない車いすでは、ズルスルとすべり台のようにすべり落ちてしまいます。座り直し介助の負担も大きいです。


狭いスペースでも
とりまわしが楽だといいですよね…



ラクな姿勢で
移乗したいですよね…



高さの合わせられないものに対しての
移乗は大変ですよね…



「ずり落ち」「操作性」「移乗」のお悩み、
フルリクライニングキャリア FC シリーズが解決します！

FC-120



NEW まる洗いシートタイプ

- 一般消毒(200ppm)、おう吐物の消毒(1000ppm)の次亜塩素酸にも対応
- 血液防汚機能 ●抗菌機能
- 通気性がよいのでムシが軽減され快適
- 洗濯機でまる洗いでできていつも清潔

※洗濯は、取扱説明書の洗濯方法に従ってください。

[材質] フレーム(表面処理)/スチール(粉体塗装) シート(表地)/合成皮革 まる洗いシートタイプ:ポリエステルシート(中材)/ウレタンフォーム まる洗いシートタイプ:ウレタンフォーム洗えるタイプ

リクライニングの動きの工夫で
背中もおしりもズれない快適な乗り心地と
介助者の負担軽減を追求。


フルリクライニングキャリア
FC-120

260,000円(非課税)

商品CD 202012AJ レンタル対象品 TAIS 00495-000050

まる洗いシートタイプ
290,000円(非課税)

商品CD 202012AI レンタル対象品 TAIS 00495-000051



商品紹介動画

FC-220



横付け機能付きで、アプローチがとても楽に。
狭いスペースでも取りまわしがしやすいです。

横付けフルリクライニングキャリア
FC-220

320,000円(非課税)

商品CD 202015AB レンタル対象品 TAIS 00220-000169



商品紹介動画

[材質] 本体フレーム/スチール(粉体塗装) シート(表地)/合成皮革
シート(中材)/ウレタンフォーム

FC-320



電動で昇降するので、
持ち上げない介護が可能になります。

電動昇降フルリクライニングキャリア
FC-320

520,000円(非課税)

商品CD 202020DB レンタル対象品 TAIS 00220-000168



商品紹介動画

[材質] 本体フレーム/スチール(粉体塗装) シート(表地)/合成皮革
シート(中材)/ウレタンフォーム

[電装品] 電源:AC100V 50/60Hz、バッテリー:DC24V
充電時間:約6時間、連続使用時間:2分、電源コード:約3m

プロフィットケア フルリクライニングキャリーシリーズ 共通特長

プロフィットケア フルリクライニングキャリー FC-220/-320 共通特長

特長1 | 居住性を高める3つの機能

1 クッション性



背面と座面はワイヤースプリングで支える乗り心地の良さ

2 背中がズレ防止



背中がズレない多支点リンクの関節構造リクライニング

3 おしりがズレ防止



おしりがズレない膝ティルト

特長2 | 1つのレバーでらくらく4つの動き



背中がズレない多支点リンク



おしりがズレない膝ティルト

リクライニングレバー

複雑な操作は車いすにおまかせ



リクライニング



転倒防止バー ※FC-120のみ

優れた重心バランスのFC-120の安全性をより高めます。

特長3 | 誰でもかんたん6つの操作



アームサポートは上げれば自動ロック



ヘッド部は前後に押すだけ ※視線改善や食事がしやすい姿勢になります



フットサポートの高さ調整は工具いらず



リクライニングしても持ちやすい水平ハンドル





リクライニングしても横からかけられる足踏み駐車ブレーキ ※画像はFC-220です。



単独エレベーター可能 ※画像はFC-320です。

横付け機能でらくらくかんたん車いす取りまわし

ベッドに斜めに近づけてもそのまま横付けできる!



横付けする

横付けペダルを踏むことにより、横付けキャスターが床に接地。(同時に駐車ブレーキがかかります。)ベッドへの横付けがラクにできます。



横付けから戻す

戻す時は、やさしさプレートを踏み横付けペダルが足裏に当たることで、静かに後車輪を床に接地することができます。駐車ブレーキはかかったままのため安心です。




フルリクライニングキャリー FC-320 特長



特長 1 | 電動昇降で **らくらく** **かるがる** 移乗介助

座面高が535mm~750mm(前座高)で無段階調整が可能。
ベストな高さで移乗介助ができます。



ストロークが215mmあります。

手元スイッチ



特長 2 | 高さメモリ機能で **らくらく** **かんたん** に高さ合わせ

事前に高さを登録し、「高さ合わせボタン」を押すと、登録した高さに昇降し自動で停止します。高さ合わせを考えなくても良いので、昇降中もご利用者をしっかり見守ることができます。



その他の機能も充実!



転倒防止車輪



背面(左/コントロールボックス、右/バッテリー)バッテリーの充電コードは背面に収納可能



ストッパー付き前輪キャスター



FC-120

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6インチ	12インチ	521mm	491mm	430mm	440mm	704mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,195mm	1,067mm	604x680x907mm	31.0kg	75kg

FC-220

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6インチ	12インチ	521mm	491mm	430mm	440mm	704mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,195mm	1,100mm	604x680x955mm	37.0kg	100kg

FC-320

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
直径125mm	12インチ	535~750mm	505~720mm	430mm	440mm	705mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,210~1,425mm	1,160mm	604x705x1,010mm	54.5kg	100kg

フルリクライニングキャリー オプション

FC-120、FC-220、FC-320 共通



専用ヘッドサポート

左右1組 専用肘当てカバー

点滴棒


点滴棒ホルダー

専用シートベルト(腰用・脚用)



座奥行短縮シート

背シートに上からはめこむだけで、小柄な方用の座奥行サイズになります。



〈通常時(真横)〉※FC-120に装着



〈短縮シートセット時〉



フルリクライニング用まる洗いクッションシート

FC-120 専用



酸素ボンベ架

FC-220 専用



酸素ボンベ架兼点滴棒ホルダー


※価格はお問い合わせください。
※写真は座奥行短縮シート以外は、旧シートです。
※外観は予告なく変更することがあります。
※FC-320は、酸素ボンベ架取付不可となります。

ご利用者の自立支援と介助者の負担軽減をかなえる、
一本脚の個別昇降テーブル



●こんなこと起きていませんか？

テーブルの高さが合わないことで、
上手く食事ができないご利用者がいます…



食卓についてのアンケート結果

Q.施設ご利用者と食卓の高さが、個々に
合っていないことがありますか？

テーブルの高さが合わない事例



車いす足こぎ(低床)のご利用者

テーブルの高さが合わず、介助者が食器を
膝の上に乗せてあげないと自分で食事がで
きない。

※テーブルの高さ:700mm
使用の車いす:低床前座高375mm



円背のご利用者

介助者が食器を膝の上に乗せてあげないと
食事ができない。


ご利用者の目線で見ると…

テーブルが高すぎて配膳された食事に
手が届かないため、介助者が都度、**食器
を渡す**などの一部介助を行っています。



- 器の中身が見えていない。
- 奥の食器は、存在すら気づかないことがある。
- うどんなどの深さのある器も、
中身が見えないため食べ残してしまう。

個別昇降テーブル ここあ 特長



それぞれの高さに合わせ、みんなで食事ができます。

個別昇降テーブル ここあ® PR-T4

264,000円(本体価格 240,000円)

ここあ天板 商品CD 300092AB ここあ台座 商品CD 300092AC

【材 質】天板/メラミン化粧板 フレーム/スチール(粉体塗装)
【サイズ】925x1,525mm 【天板下高さ】585~810mm 【重量】83.0kg

らくらく 個別に高さ調整可能な天板

どんな体格でも車いすでも、
ぴったり合う調整範囲。



パドルレバー

誤使用防止カバー付の
パドルレバーで、かん
たんに無段階調整で
きる。



らくらく 車いすアプローチ

四隅にテーブルの脚がないため、
車いすでもアプローチしやすい。




ワンポイント テーブルの高さの重要性

ご自分で食事ができるご利用者にとって、
テーブルの高さは大変重要なポイントです。
食べるものがご自分の目線にあって、腕の可
動域内に配膳され、手が届く環境を作ること
で、自立(一部介助)状態を少しでも長く維持
できます。

●MEMO

似たような身長でも、腕が
どこまで上がるかによって
手の届く範囲が異なるため、
それぞれに机の高さを合
わせる必要があります。



個別昇降テーブル ここあなら

ご利用者一人ひとりに合わせて、
簡単にテーブルの高さを調整できるので、
ご自分での食事がしやすくなります。



商品紹介動画



適正な高さのテーブルに着席した時の目線

プロフィットケア® 導入事例

※下記内容は、2019年8月、2023年3月に行った導入後アンケートより抜粋しております。

● FC-320を利用して

北海道 医療法人 護生会 介護老人保健施設 月形緑苑様
生活支援部長 荒貝様、介護課課長代理 多田様、介護課主任 白崎様、小川様

以前は、ベッドとリクライニングの高さが合わず、移乗する際に持ち上げなければならない上に全介助での移乗が大変な方が増えてきており、職員の負担になっていたと同時にご利用者の身体的負担が生じることもありました。また、ストレッチャー



の代わりにリクライニング車椅子を使用していたため移乗に不都合がありました。

FC-320を利用して、ご利用者がベッドから移動する際(入浴・シーツ交換・受診等)に高さが揃えられ、役立っています。やさしさプレートを踏み振動を減らしたり、フルフラットでの移乗のしやすさは、ご利用者の負担も軽減しています。容態の不安定な方の面会はベッドごと移動していましたが、FC-320を利用することでスタッフ一人でも対応できました。現時点でもご利用者の負担、職員の負担は軽減されていると感じていますが、まだ使用頻度は多くないため、使える機能をフルに生かしてさらにご利用者への負担、職員への負担も減らしたいと考えています。

山口県 特別養護老人ホーム様

従来のフルリクでは低い位置での移乗となり腰痛の問題もあり、抱えない介護をおこなう上で、スライディングボードによる水平移乗を行うため、電動昇降のあるFC-320の購入の検討となりました。麻痺の強い大柄なご利用者を食堂や風呂に連れて行く時の離床時に使用しています。高い位置で水平移乗できるので、腰痛対策となっています。また、病院搬送時、病院のレントゲン台に合わせやすく非常に助かっています。

● FC-220を利用して

埼玉県 こうのすナーシングホーム共生園様

ベッドから車椅子の移乗で、身体が大きく移乗が大変なご利用者が数名いらっしゃいました。以前から使っている車椅子はフラットにならない物が多かったのですが、FC-220を利用するようになり、横付け機能のおかげで狭いスペースでもベッドへのアプローチがラクになり、車椅子がフラットになりスライディングシートと併用し使うことで、特に大柄なご利用者の移乗がスムーズになりました。座位保持機能が優れていて、リクライニング時に利用者がズレ落ちて行かない所も気に入っています。



● ここあを利用して

島根県 特別養護老人ホーム様

斜めの姿勢で手元に食器を乗せて食事をしており、食事中も不機嫌で食事が進まない事から、職員が食事を勧める声かけが必要の方にここあを使っていたいただきました。今までは、食べ残す事も多かったのですが、ここあでテーブルの高さを合わせ、正しい姿勢で食事がとれるようになった事で、全量摂取するようになり、職員の声かけも必要なくなりました。施設長も「これまでは食事の時間が苦痛だったのが不機嫌だったが、ここあを使い始めて、人格が変わったのかと思うくらい笑顔がたくさん出るようになった。」と絶賛。「利用者の笑顔が増えるのであれば」とここあを追加購入しました。他のご利用者では、これまで食事時間に職員が車椅子で席まで連れて行っていった人が、ここあを使用すると、1枚の天板を自分の席として理解できるようになり、自分で自発的に食事に向かわれるという事例もありました。

鹿児島県 社会福祉法人照島会 特別養護老人ホーム 潮風園様
介護主任兼フロアリーダー 水流様、村岡様

入浴時には、ベッド→車いす→ストレッチャー→シャワー台と移乗を何回も行っていたので職員だけでなくご利用者の負担も大きく、また、ストレッチャーは手回しクランクで高さ合わせの負担が大きいのが大変でした。FC-320を利用して



みて、入浴時のベッドからとシャワー台への移乗時に高さ合わせが簡単にでき、非常に役に立っています。負担が減っています。病院受診時にも利用しています。口腔ケア時も昇降機能を使うことによって身体的負担が減ったことも、移乗ではない場面でも役に立ち非常に良かったです。

長野県 特別養護老人ホーム 豊岳荘様

移乗介助が大変なご利用者が数名おり、リフトの導入を検討していました。FC-320を利用して、日中はフルリクライニングキャリーとして使用し、入浴介助の時間は他のご利用者(特に寝たきり、大柄な方など)のベッドから脱衣台への移動でストレッチャーの代わりとして使っています。フラットになり、併用しているフレックスボードとの相性が良くスムーズに移乗でき、とても良いです。また、ヘッドサポートの角度が変更できるので、寝たきりのご利用者の頭の角度を変更できる点も気に入っています。リフト購入は見送りとなりました。今まで色々なデモ機を借りて試しましたが、一番簡単に移乗介助がスムーズに出来るので購入を決定しました。1台でフルリク、ストレッチャー、移乗リフトの代わりが出来る点が非常に良いです。



● ラクリオを利用して

東京都 特別養護老人ホーム様

座位姿勢を保つ事が難しく、車いす上では身体が右に大きく傾く様になってきた進行性難病の女性。「せめて、背中を預けて座る事が出来る車椅子に乗せてあげたい」というご家族の要望もあり、ラクリオに乗っていただきました。正直、もっと首を支える車椅子が必要なのでは?と不安もありましたが実際に座って頂くと、目に見えてご本人の姿勢に変化がありました。ゆったりと背中を預けて、座面深くまで座り、呼吸が深くゆっくりとします。自発的に座っていると安堵の表情が見受けられ、なんと自身の傾いた首を、元に戻す仕草まで見受けられました。1時間後の昼食時では、全介助だった食事動作が、ご自身の手で自力摂取されたと報告を受け、大変な喜びと感動で胸がいっぱいになりました。



三重県 介護老人保健施設様

仙骨部に褥瘡があるご利用者に利用しています。標準タイプの車いすを利用していましたが、ラクリオに乗ったことにより、褥瘡が完全治癒につながりました。座位を保つことができ、仙骨部への圧が解消されたことが理由だと思われます。バックサポートで、眠気で後ろに反り返ることが減り、骨盤部分のサポートで座位を保つことができている。座面角度調整は使っていません。離床時間が増えると刺激が増え認知進行防止になりますが、このような車いすがないと臥床対応が多くなってしまいます。座位は悪いが何とか座っていただける方が数名いるので、ラクリオの座位保持機能は非常に良いと思っています。

福島県 特別養護老人ホーム様

他の標準車ベースの車いすに比べ、車体の剛性が高く、安定感がある点が気に入っています。ティルト機能があることで、職員がご利用者に合わせやすい点が良いです。また、ティルトさせる事で、おしりに掛かる圧位置が変えられご利用者がラクになりました。スライドバックサポートの頭に当たる部分が、凹ヘッド形状ではなくかまぼこ形状のため、ご利用者がラクになりました。

● ラクレストを利用して

神奈川県 特別養護老人ホーム様

今までの車いすだと、背中がうまく合わず、後ろに反ってしまったご利用者に使っていただいたところ、ヘッドサポートがフィットして、首の角度が落ち着きました。クッションを使わずにポジショニングができるため、座位保持の作業が楽になった。ご利用者の表情が心なしか穏やかになったのが良かったです。

福岡県 特別養護老人ホーム様

食事という重要な介護において、この車いすはとても心強い味方になっています。姿勢を保持することができて、各利用者に合った調整を行うことができ、誤嚥予防にも効果的。ラクレストを使用しているご利用者は、全介助から一部介助にADLが向上した。これからも、その人に合った福祉用具を見極め、ケアに活かしていきたいと考えています。



宮城県 特別養護老人ホーム様

ご利用者は麻痺があるものの、意識は健常者と変わらず、はっきりと意見が言える方に利用していただいています。今の車いすの乗り心地に不満があったらしく、全体的にシートが薄く、特におしりの部分が痛くなる為、厚めのクッションを併用されていましたが、クッションを敷いている事で、身体を預けた際のバランスが悪くなり、背中もズレ易くなる事が見て取れました。ラクレストでは、クッションを使用しなくてもおしりが痛くならず、ご利用者からも乗り心地が良いと最初から高評価でした。サイドサポート両側とも少し角度を付け、座席調整で座面を少し前に出してあげる等、簡単な操作で乗り心地は格段に良くなりました。

兵庫県 特別養護老人ホーム様

パーキンソン病で、上下肢・体幹に筋固縮があり、発語が困難な方に使用しています。意思表出が困難なので、表情から身体状況を読み取っています。以前は標準タイプの車いすを使用していて、その場での姿勢改善は度々していましたが、時折表情から不快感が見られる場合がありました。ラクレストを使用して、表情が明るくなっている印象を受けています。車いす自体の細かい設定が可能で、良肢位が獲得できたことも関連していると考えています。その方に合ったシーティングポジションが重要で、結果的にQOLの向上につながるかと考えています。

長崎県 養護老人ホーム様

①テーブルの高さが合わずなかなか食べてくれない。②体格や使用している車いすの大きさで食事の席を決めるが、いつも一緒にいる人ではない人とテーブルにつくことになり何かとトラブルが起こる。③食事しやすいように別の車いすや椅子に座り直してもらったり、足乗せ台を準備したりして時間がかかっている。ここあを使って天板の高さを個別に変えただけで①～③のお困りごとが解決し、さらに四方に脚がない事で車いすの取りまわしが楽になり、狭い食堂が広く使えるようになりました。

岡山県 特別養護老人ホーム様

食事する時の姿勢に重点をおいており、食べ物の見える高さに合わせて足をしっかりとつけて食事をする事に心掛けています。その為、固定式テーブルから昇降テーブルに毎年数台ずつ買い替えています。今までは身長が同じ利用者を集めて昇降テーブルを使用していましたが、食事は利用者の楽しみであり、身長・車椅子が違っても仲の良い人同士で食事ができるようになったので、非常に良かったです。




※掲載した内容は、個人の感想であり、商品の効果を保証するものではありません。

いすを傾げるだけ。座位がとれない方の座位保持がかんたんにできます **プロフィットケア**

●こんなこと起きていませんか？

姿勢がくずれ、ずっこけ座りや前かがみになってしまう…



標準型車いすを使用していて、座位が保てなくなったご利用者は、前滑り(ずっこけ座り)姿勢になったり、前傾姿勢で頭から転落しそうになったり、常に危険な状態にさらされています。

ニュースウイング プラスなら

いすを傾げるだけで、**かんたん** に座位がとれます。



ニュースウイング プラス® NSW-2

165,000円 (非課税)

商品CD 202031JD レンタル対象品 TAIS 00220-000161

- 介助式背折れ
- スイング(ティルト型)
- 跳ね上げ
- スイングアウト
- アームサポート高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- 背シート調整
- 足踏みブレーキ

[材質] フレーム/アルミ シート地/ポリエステル・ナイロン・PVC



ニュースウイング プラス® NSW-2-D

180,000円 (非課税)

商品CD 202031KD レンタル対象品 TAIS 00220-000162


- 介助式背折れ
- スイング(ティルト型)
- 跳ね上げ
- スイングアウト
- アームサポート高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- 背シート調整
- 足踏みブレーキ
- ドラム式介助ブレーキ

[材質] フレーム/アルミ シート地/ポリエステル・ナイロン・PVC

介助を **らくらく** **かんたん** にする機能が満載！

ティルト機構

0°~30°まで好みの角度に調整できます。



前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6インチ	16インチ	460mm	460mm	400mm	400mm	440mm	240/265/290/315mm
シート厚	座面ティルト角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
—	0°~30°	580mm	1,020~1,300mm	1,040mm	335×730×1,020mm	20.0kg	100kg

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6インチ	16インチ	460mm	460mm	400mm	400mm	440mm	240/265/290/315mm
シート厚	座面ティルト角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
—	0°~30°	600mm	1,020~1,300mm	1,040mm	355×730×1,020mm	20.7kg	100kg

前にも後ろにもしっかり止まる自動ブレーキ付きの車いす



●こんなこと起きていませんか？



ロックアシスタ®Ⅱなら




シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすが止まるので、安心です。



背張り調整ができ、コンパクト設計な自動ブレーキ付き車いす



●長い面ファスナーで様々な姿勢変形の方に対応できます。




ロックアシスタ®Ⅱ


LA-RX
145,000円 (非課税)

商品CD 202200FD
レンタル対象品 TAIS 00495-000072

【材質】フレーム/アルミ
シート地/ポリエステル
(座シート・バックサポート・レックサポート)




LA-RX		※指定の無い時の単位mm			
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	
5インチ	20インチ	400	375	400	
座奥行	バックサポート高	アームサポート高	全幅	全高	
400	450	245	580	880	
全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重		
970	400×650×730		18.0kg	35~100kg	



ロックアシスタ®Ⅱ

標準タイプ LA-1
105,000円 (非課税)


商品CD 202200AN
レンタル対象品 TAIS 00495-000061



ロックアシスタ®Ⅱ

低床タイプ LA-2
105,000円 (非課税)

商品CD 202200AO
レンタル対象品 TAIS 00495-000062



ロックアシスタ®Ⅱ

ウイングアップ
スイングアウトタイプ LA-3
125,000円 (非課税)


商品CD 202200FC
レンタル対象品 TAIS 00495-000063



ロックアシスタ®Ⅱ 基本特長

特長1 | 前にも後ろにも止まるカム式ロック

●乗った状態



●乗っていない状態



特長2 | 乗ってなくても移動がかんたん！

足踏みペダルを踏むと、簡単にタイヤロック解除ができます。



折りたたむと、自動でタイヤロック解除になります。

※タイヤロックは、ブレーキかけ忘れのための補助ブレーキです。車いすをご使用になる際は、必ず駐車ブレーキをおかけください。

特長3 | ワイヤレスなのでメンテナンスがらく

ワイヤレスで座面下がすっきり。メンテナンス作業がらくになります。



オプション

LAクッション(背・座)

単体購入
16,500円 (本体価格 15,000円)
車いす同時購入
15,000円 (非課税)

単体購入 商品CD 504000DA
車いす同時購入 商品CD 504000DB
レンタル対象品 TAIS 00495-000073

LA-1		※指定の無い時の単位mm			
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	
6インチ	22インチ	435	410	400	
座奥行	バックサポート高	アームサポート高	全幅	全高	
400	400	225	640	860	
全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重		
998	410×680×998		16.6kg	35~100kg	

LA-2		※指定の無い時の単位mm			
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	
6インチ	20インチ	375	350	400	
座奥行	バックサポート高	アームサポート高	全幅	全高	
400	400	225	640	860	
全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重		
998	410×620×998		16.3kg	35~100kg	

LA-3		※指定の無い時の単位mm			
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	
6インチ	20インチ	400	375	400	
座奥行	バックサポート高	アームサポート高	全幅	全高	
400	400	225	610	885	
全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重		
1,030	420×650×730		17.3kg	35~100kg	

座面の高さ調節※(3段階)、アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます **プロフィットケア**

●座幅は3タイプ(380mm・400mm・420mm)から選ぶことができます。

ウィングアップ® WD1N / WCD1N

各105,000円(非課税)



- WD1N-38(座幅380mm) 商品CD 202221AG
- WD1N-40(座幅400mm) 商品CD 202221AH
- WD1N-42(座幅420mm) 商品CD 202221AI
- WCD1N-38(座幅380mm) 商品CD 202221BG
- WCD1N-40(座幅400mm) 商品CD 202221BH
- WCD1N-42(座幅420mm) 商品CD 202221BI

- WD1N(自走式)
- 自走式 背折れ
 - 跳ね上げ
 - スイングアウト
 - ドラム式 介助ブレーキ
 - 座面高さ調節

- WCD1N(介助式)
- 介助式 背折れ
 - 跳ね上げ
 - スイングアウト
 - ドラム式 介助ブレーキ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

WD1N(自走式) レンタル対象品 TAIS 00220-000153
WCD1N(介助式) レンタル対象品 TAIS 00220-000154



WD1N

介助式あります (WCD1N)

WD1N-38-40-42							
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	20インチ	375/400/425	350/375/400	380・400・420	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
220		590-610-630	860/885/910	1,030	360×(610/635/660)×990	15.1kg	100kg

WCD1N-38-40-42							
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	16インチ	425	400	380・400・420	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
220		540-560-580	910	1,030	280×660×960	13.6kg	100kg

※介助式(WCD1N)は、座面の高さ調節ができません。

WD1N・WCD1Nの機能に、アームサポート高さ調節、ノーパンクタイヤを追加 **プロフィットケア**

●座幅は3タイプ(380mm・400mm・420mm)から選ぶことができます。

ウィングアップ® WD2 / WCD2

各125,000円(非課税)



- WD2-38(座幅380mm) 商品CD 202222AG
- WD2-40(座幅400mm) 商品CD 202222AH
- WD2-42(座幅420mm) 商品CD 202222AI
- WCD2-38(座幅380mm) 商品CD 202222BG
- WCD2-40(座幅400mm) 商品CD 202222BH
- WCD2-42(座幅420mm) 商品CD 202222BI

- WD2(自走式)
- 自走式 背折れ
 - 跳ね上げ
 - スイングアウト
 - ドラム式 介助ブレーキ
 - アームサポート高さ調節
 - ノーパンクタイヤ
 - 座面高さ調節

- WCD2(介助式)
- 介助式 背折れ
 - 跳ね上げ
 - スイングアウト
 - ドラム式 介助ブレーキ
 - アームサポート高さ調節
 - ノーパンクタイヤ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

WD2(自走式) レンタル対象品 TAIS 00220-000152
WCD2(介助式) レンタル対象品 TAIS 00220-000151



WD2

介助式あります (WCD2)

WD2-38-40-42							
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	20インチ	375/400/425	350/375/400	380・400・420	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
240/265/290/315		590-610-630	860/885/910	1,030	360×(610/635/660)×990	16.9kg	100kg


WCD2-38-40-42							
前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	16インチ	425	400	380・400・420	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
240/265/290/315		540-560-580	910	1,030	280×660×960	15.4kg	100kg

※介助式(WCD2)は、座面の高さ調節ができません。

全機種ノーパンクタイヤで、空気圧管理の業務省力ができます。



●シンプルスタンダードな車いす。



標準型 T-1N-400

65,000円(非課税)


商品CD 202201AA レンタル対象品 TAIS 00220-000163

- 自走式 背折れ
- ノーパンクタイヤ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	22インチ	435	410	400	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
220		620	850	980	330×660×960	11.0kg	100kg

●座幅420mmでゆったりと座れます。



標準型 T-1N-420 幅広

65,000円(非課税)


商品CD 202201AE レンタル対象品 TAIS 00220-000164

- 自走式 背折れ
- ノーパンクタイヤ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	22インチ	435	410	420	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
220		640	850	980	330×660×960	11.0kg	100kg

●前座高375mm、足こぎをする方や小柄な方へ。
●低床でも押し手の高さが低くないので介助がしやすい。



標準型 T-1N-Lo 低床

65,000円(非課税)

商品CD 202201AB レンタル対象品 TAIS 00220-000165

- 自走式 背折れ
- ノーパンクタイヤ
- 低床

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン


前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	20インチ	375	350	400	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
220		630	860	990	340×670×945	10.9kg	100kg



足こぎがしやすい 低床タイプ!

前座高 375mm

●ドラム式介助ブレーキ付きの車いす。



標準型 TD-1N ドラムブレーキ付

85,000円(非課税)


商品CD 202201AC レンタル対象品 TAIS 00220-000166

- 自走式 背折れ
- ノーパンクタイヤ
- ドラム式 介助ブレーキ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	22インチ	435	410	400	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
220		630	850	980	340×680×960	11.9kg	100kg

●自分で操作されない方へ、介助専用の車いす。



標準型 TCD-1N ドラムブレーキ付 介助式

85,000円(非課税)

商品CD 202201AD レンタル対象品 TAIS 00220-000167

- 介助式 背折れ
- ノーパンクタイヤ
- ドラム式 介助ブレーキ

【材質】フレーム/アルミ シート地/ナイロン

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	
6インチ	16インチ	460	435	400	400	380	
アームサポート高		全幅	全高	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重	
220		600	870	970	300×675×860	10.4kg	100kg

おしり周り用品

シーンや目的に合わせた「おしり周り用品」で排泄ケアを快適に



排泄スキンケアご提案 **ハビナス** せいけつ介護

新習慣！ 汚れをラクラク、ニオイまですっきり！

- おむつ交換時、トイレ介助時に。
- 植物性保湿成分(セージ葉エキス、ハトムギ種子エキス)配合。

フィードラント香料 ジャスミンフローラルの香り 化粧品

お肌にやさしい
皮膚保護成分
(スクワラン)
配合



商品紹介動画

ラクラクおしりキレイミスト

300ml 1,045円(本体価格 950円) 箱入数 30本
 詰めかえ用250ml 550円(本体価格 500円) 箱入数 30個
 300ml 詰めかえ用250ml
 商品CD 669200IM 商品CD 669200IN



ラクラクおしりキレイミスト 特長

特長1 トイレットペーパーに吹きかけておしりふきに！

肌への負担が少なく、汚れを落としやすい

特長2 何回もこすらず、汚れをしっかりとふき取れる

尿や便の汚れを落とす洗浄成分*配合
*洗浄成分：ポリソルベート20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

特長3 尿や便の刺激から肌を守る

お肌にやさしい皮膚保護成分
(スクワラン)配合

- 気になるニオイを包み込む **フィードラント香料配合**
- トイレットペーパーが **ポロポロになりにくい**


*トイレットペーパーの種類やご使用方法により異なります。

お財布に
やさしい！

これ1本で
おしりふき約**330**枚分!!

*スプレー3回分をおしりふき1枚分として換算

独自の「フィードラント香料」で
良い香りに包み込む！



シーンや目的に合わせた「おしりふき」で排泄ケアを快適に

手軽で便利、後片付けもかんたん！

トイレに流せるパットとおしりふき

トイレ内での排泄ケアや、ポータブルトイレ使用时にも便利。

大判厚手タイプも

※感染症の恐れがありますので、拭く方向は陰部から肛門に向けてふき取るよう注意しましょう。

ベッドでの排泄ケアに、丈夫で安心

やぶれにくいタイプのおしりふき

手を汚さずにしっかり拭けて、デリケートな肌にもやさしい拭きごち。

※トイレには流せません。

大判厚手タイプも

排泄スキンケアご提案 詳しくは ▶ P 10~

使うたびに汚れが付着しづらくなるのでらくらく

ハビナス せいけつ介護


- ふき取った後、汚れの付着を防ぐ「汚れガード成分(ヒドロキシエチルセルロース)」配合。
- 乾燥を防いで片手で取り出しやすいフタ付き。
- 無香料・無着色・ノンアルコール・PGフリー・パラベンフリー。

5月頃 増量品発売予定!

- 72枚から、**72枚+8枚**に。



72枚+8枚入



72枚入

トイレに流せるパットとおしりふき

72枚入 605円(本体価格 550円) 箱入数 20個 ※72枚+8枚入も同価格・同入数

72枚 72枚+8枚 増量品

商品CD 669201EH 商品CD 669201EL




大きくて厚手なので手を汚さずに
しっかり拭けます。トイレに
流せるので後片付けもらくらく

ハビナス せいけつ介護

- 柑橘系の香りで、おむつ交換時の不快感を軽減。
- ノンアルコール・無着色。

さわやかな柑橘系の香り



40枚入

トイレに流せるおしりふき大判厚手

40枚入 550円(本体価格 500円) 箱入数 24個

商品CD 669200ER



やぶれにくいので手を汚さずしっかり拭けます

ハビナス せいけつ介護

- お肌にやさしい弱酸性ローション配合。
- 純水99%。
- ふんわりやわらか素材で、やさしい拭きごち。
- 無香料・無着色・ノンアルコール・PGフリー・パラベンフリー。




5月頃 リニューアル予定!

- 戻り防止シール採用で、シートがより取り出しやすく。



72枚入



72枚入

やぶれにくいタイプのおしりふき

72枚入 308円(本体価格 280円) 箱入数 24個

商品CD 669200EG 商品CD 669201EO


※トイレには流せません。



手を汚さずに、広い面積も
らくらくしっかり拭けます

ハビナス せいけつ介護

- ローションたっぷり配合(当社比)。
- 無香料・無着色・ノンアルコール・PGフリー・パラベンフリー。



40枚入

やぶれにくいタイプのおしりふき大判厚手

40枚入 495円(本体価格 450円) 箱入数 24個

商品CD 669200ES

※トイレには流せません。





洗浄・保湿・肌保護が1度のできるオールインワンの簡単ケア

- お湯に溶かして拭くだけでかんたんにおしりケアができる。
- 汚れ落ちに優れています。
- お肌に潤いを与えるアロエエキス配合。

フィードラント香料 グレープフルーツの香り 化粧品

おしり洗浄・保湿液

500ml 2,420円(本体価格 2,200円) 箱入数 12本
2000ml 9,240円(本体価格 8,400円) 箱入数 4本

500ml 商品CD 6692001F 2000ml 商品CD 6692001G



排泄スキンケアご提案
詳しくは ▶ P 12~


おしり洗浄・保湿液 3つの特長

特長1 おしりケアはこれだけで OK!



特長2 優れた汚れ落ち! スッキリ清潔!


- 赤く着色した擬似汚れを肌に塗った後に乾燥させ、洗浄液を含ませたティッシュでふき取る試験
- ふき取り試験 面積比較



特長3 尿臭・便臭を香りで包み、ニオイ気にならない独自の「フィードラント香料」使用


香水の成分構成

スクアール / インドールなど便やおならに含まれる臭気成分。オレンジやジャスミンの香気成分や、香水の原料にも含まれる。



おしり洗浄・保湿液の成分構成

あらかじめ臭気成分を減らした状態で成分を構成。空气中を漂う排泄物臭を取り込んで組み合わせる事で、良い香りに変化します。



■ おしり洗浄料、こちらもあります(泡タイプ)

泡で浮かせておしりの汚れ・ニオイをスッキリ落とす

泡がやさしいおしり洗い ▶ P67



尿や便を撥水バリアではじく、肌保護・保湿剤

- おむつ内の敏感肌にもやさしい低刺激処方。皮膚科医による皮膚刺激性テスト済み。
- 無添加(パラベン・アルコール・香料・着色料)
- 保湿成分(ヒアルロン酸)配合。

スキンバリアクリーム

250g 2,640円(本体価格 2,400円) 箱入数 24本

商品CD 669201BO



商品紹介動画

スキンバリアクリーム 特長

特長1

尿や便を撥水バリアではじく

シリコン油成分「シクロペンタシロキサン」「ジメチコン」


特長2

パウダー in でおむつ摩擦が少ない

パウダー成分「シリカ」

特長3


無添加(パラベン・アルコール・香料・着色料)



250g


『スキンバリアクリーム』の使い方

汚れを洗浄し、水分をふき取った肌に適量を塗ってください。両手の手のひらくらいの面積に1プッシュ(1g)が使用が目安です。



こんな時は気をつけて

表面が薄い赤みを帯びているところは丁寧にケア 傷になっているところには使用しないでください



保湿しながら香りさわやか

- べたつかずさらっとした乳液タイプ ●天然保湿成分配合
- お肌にやさしい弱酸性 ●無添加(パラベン・アルコール・着色料)

フィードラント香料

フローラルの香り

化粧品



300g

NEW 詰めかえ用 250g

少し乾燥が気になった時に全身にお使いいただけます。

保湿全身ローション

300g 1,210円(本体価格 1,100円) 箱入数 24本
詰めかえ用250g 770円(本体価格 700円) 箱入数 30個

300g 商品CD 669201BG 詰めかえ用250g 商品CD 669201BP

消臭用品

気になるニオイに反応して効果的に消臭!



シーンや目的に合わせた「消臭剤」で排泄ケアを快適に
介護専用の消臭剤を使って、効率よく「ニオイ」を消臭し、快適な環境をつくりましょう。

消臭剤 部屋用

気になるときにすぐ消臭	香り付き	尿臭・便臭によく効くものがほしい方	消臭スプレー ▶ 詳細は P57
常に安心いつも消臭	無香料タイプ	常に設置してニオイの心配をなくしたい方	消臭シート ▶ 詳細は P58

消臭剤 トイレ用

ポータブルトイレに	排泄物の色を確認したい方	ポータブルトイレ用消臭液 ▶ 詳細は P57
	夜間でも簡単に使いたい方	ポータブルトイレ用消臭剤(顆粒タイプ) ▶ 詳細は P58
差し込み便器・尿器に	排泄物を見えなくしたい方	消臭フォームトイレ用 ▶ 詳細は P58


いい香りに生まれ変わる独自の仕組みとは?



独自の「フィードラント香料」で良い香りに変化!


香水の成分構成

スクアール / インドールなど
便やおならに含まれる臭気成分。オレンジやジャスミンの香り成分や、香水の原料にも含まれる。



フィードラント香料の成分構成

あらかじめ臭気成分を減らした状態で成分を構成。空气中を漂う排泄物臭を取り込んで組み合わせる事で、効果的に消臭します。



1スプレーで尿臭・便臭に効く!



- 尿や便のニオイが気になる空間にシュッとひと吹き。
- 布製品にも使用できます。

濃縮タイプ

おもつゴミ箱など、ニオイが強い場所に。

フィードラント香料 フレッシュフローラルの香り

使用者の声

強い便臭にも1スプレーで効果があるので満足しています。



50ml



約330回
使える
1日5回プッシュの場合
約2ヵ月使える



250ml



250ml

約350回
使える
1日5回スプレーの場合
約2ヵ月使える

業務用もあります

消臭スプレー濃縮タイプ

50ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 30本

商品CD 669100BS

消臭スプレー空間用

250ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 20本

商品CD 669100BQ

消臭スプレー空間用(業務用)

250ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 20本

商品CD 669100BR

片手で押すだけ かんたん計量



- 消臭効果が24時間持続します。
- 洗浄成分が汚れの付着を防ぎます。
- 無色透明で排泄物の色を確認できます。
- 天然由来の消臭成分(柿渋エキス)配合。

フィードラント香料 フレッシュフローラルの香り



フタを開けて立てたままボトルを押すとキャップに液がたまり計量できます



300ml



詰めかえ用 800ml

詰めかえ用

- 本体ボトル約8分目まで入れて約3.3回分詰めかえできる
- ※詰めかえ1回分を本体ボトル内容量の約8分目に設定
- 本体ボトルのみを使い続けるよりプラスチック量約60%削減
- ※本体ボトル3本と詰めかえ用ボトル1本の比較

ポータブルトイレ用消臭液

300ml 1,430円(本体価格 1,300円) 箱入数 20本 約30回分

商品CD 669100BP

ポータブルトイレ用消臭液 詰めかえ用

800ml 1,870円(本体価格 1,700円) 箱入数 10本 約80回分

商品CD 669100BT

ご使用方法はWebにて掲載!

計量いらすの個包装タイプ

- ポータブルトイレに溶かしておくだけで、24時間効果が持続。
- すばやく溶けて、消臭・洗浄・漂白。
- ニオイが気にならない酸素系。
- 無着色・無香料。



夜間の暗い中でも
手早く準備ができます。

20包入

ポータブルトイレ用 消臭剤 (顆粒タイプ)

20包入 968円(本体価格 880円) 箱入数 30個

商品CD 669100BZ ご使用方法はWebにて掲載!

便や尿のニオイをしっかり消臭

- 便槽に溶かすだけで悪臭を分解し、無臭化します。
- 主成分:食品添加物
- 無香料

ポータブルトイレに
(1.5~2Lの水に10mlを目安として)

おむつゴミ箱、
使用済み紙おむつに
(直接スプレーしてください)



4L

タヒラ トイレと汚物の消臭剤

4L 6,600円(本体価格 6,000円) 箱入数 3本


商品CD 106113AB 【付属品】小分け用ノズル(3個/ケース)

便器、紙おむつ使用後のニオイをすばやく消臭

- 泡が汚物をおおい、ニオイを遮断。
- 天然植物抽出成分(茶エキス)配合。
- 環境にやさしい「フロンガス不使用」。

グリーンブーケの香り

化学反応で、すばやく消臭



380ml

消臭フォーム トイレ用

380ml 968円(本体価格 880円) 箱入数 20本 約50回分

商品CD 669100BA

ふんわりした仕上がり

- 洗濯のニオイは、繁殖した雑菌のしわざ。抗菌剤配合により、雑菌の繁殖を抑えます。
- 仕上がりは、汗をすばやく吸収するので、肌着・パジャマ・おむつ・シーツに最適。
- 植物由来原料(陽イオン系界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩))配合。

フレッシュフローラルの香り

消臭 柔軟 抗菌

消臭・抗菌ソフター

4L 4,620円(本体価格 4,200円) 箱入数 3本

商品CD 660311BB 【付属品】小分け用ノズル(3個/ケース)



4L




すすぎが終わった後に入れる。

かけておくだけでニオイをキャッチ! 吊り下げに便利な切り込みや面ファスナー付き

- 有効成分フタロシアニンが介護空間の気になるニオイを軽減。
- シート自体は無臭だから、香りの苦手な方でも使えます。
- 市販の消臭剤や芳香剤と併用できます。
- ご使用の目安:6~8畳に1枚

尿臭・便臭を軽減
アンモニア消臭 90%以上*
持続期間 約3カ月

※試験方法: 消臭加工繊維製品認定基準で定める方法
※測定機関: 一般財団法人 カケンテストセンター



1枚入

お部屋の消臭シート 介護用


704円(本体価格 640円) 箱入数 60枚

商品CD 669100BM

透湿加工素材でムシを軽減

- 座ったときやお食事の際に腹部を圧迫しにくい設計です。
- ゴワゴワ感がなく柔らか。耐久性に優れています。

男女共用 布おむつ用



- カラー
- オレンジ (SS・3L)
 - ブルー (S~M)
 - グリーン (L~LL)

Wカバー スタンダード (透湿タイプ)

SS 3,960円(本体価格 3,600円) S~M 4,180円(本体価格 3,800円)
L~LL 4,620円(本体価格 4,200円) 3L 5,170円(本体価格 4,700円)

[素材] ポリエステル100% 表/ポリエステルタフタ 裏/ポリエステルタフタ(透湿防水加工/ポリウレタン)
[洗濯] 洗濯○(60°Cまで)・乾燥機○(80°Cまで)




SS 商品CD 100000FN
S~M 商品CD 100000FO
L~LL 商品CD 100000FP
3L 商品CD 100000FQ

カラー		
SS	ヒップ 70 ~ 90cm	オレンジ
S~M	ヒップ 80 ~ 110cm	ブルー
L~LL	ヒップ 100 ~ 120cm	グリーン
3L	ヒップ 110 ~ 130cm	オレンジ

全面 面ファスナーで体型に合わせて調節しやすい

- 二重股と防水生地で、ムシを防止。

男女共用 布・紙おむつ両用



- フチ巻きカラー
- クリーム (M)
 - グリーン (L)
 - ブルー (LL)

おむつカバー (透湿タイプ)

M 4,180円(本体価格 3,800円) L 4,510円(本体価格 4,100円)
LL 4,950円(本体価格 4,500円)

[素材] 表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステル100% (透湿防水加工/ポリウレタン)
[洗濯] 洗濯○(40°Cまで)・乾燥機○(80°Cまで)



M 商品CD 609900BE
L 商品CD 609900BF
LL 商品CD 609900BG

フチ巻きカラー		
M	ウエスト 60 ~ 95cm	クリーム
L	ウエスト 70 ~ 115cm	グリーン
LL	ウエスト 80 ~ 135cm	ブルー

ハビナス
せいかつ介護

必要なものをひとまとめにできるコンパクトサイズのカート

●こんなことはありませんか？



排泄スキンケアご提案
詳しくは▶P17

ラッピーカート 3なら

ベッドサイドまでおむつ交換に必要なものを持ち込むことができます。コンパクトサイズで **かるがる** 取りまわしができます。



商品紹介動画

- コンパクトなので取りまわしやすく、簡単に操作できる。
- コンパクトなおむつ交換に必要なものをひとまとめにできる。
- ベッドサイドまで運べるので、介助者が減る夜間でもより効率的にケアを行うことができる。

操作性



小回りがきき、多くのモノを運べます。



※搭載イメージ

ラッピーカート®3

167,200円(本体価格 152,000円)

商品CD 209010DD

【材質】 本体/スチール タオルポット・ゴミ箱/ポリプロピレン
 【重量】 21.0kg(付属品を除く)
 【サイズ】 全高895×全幅545×全長785mm
 (天板棚、両サイドホルダー、おむつカゴ取付時 全高945×全幅725×全長790mm)
 前輪φ75mm、後輪φ125mm
 【付属品】 タオルポット(容量7L)・ゴミ箱(容量44L、取り外し可能な仕切り付き)
 ※付属品は仕様およびカラーが変更になる場合があります。
 ※写真のおむつ、プラスチック手袋、陰洗ボトル、消臭剤等は付属していません。

天板



タオルウォーマーを置いても余裕があります。

サイドポケット左



陰洗ボトルは3本入ります。持ち運びもできるため洗浄も簡単。

おむつカゴ



テープ止めおむつMサイズが約42枚入ります。

サイドポケット右



手袋が3つ入ります。奥行調整可能。

足踏みブレーキ

左右どちらかを踏めば両輪ブレーキがかかります。



ハビナス
せいかつ介護

おむつ交換に必要なものをひとまとめ

●こんなこと起きていませんか？



排泄スキンケアご提案
詳しくは▶P17

ユニットケアポーターなら

おむつ交換の準備や移動、後片付けを時短し、ご利用者1人1人と向き合う時間を増やすことが可能です。



商品紹介動画

ユニット型施設に配慮した3つの特長

- 特長1 家庭的なデザイン** 全体は白色基調、天板は木目調。ユニット型施設の居室内の雰囲気になじみやすい。
- 特長2 時短ができる** 約7人分の用品を搭載できるので、これ1つあれば、夜間の連続おむつ交換もらくらく。準備や後片付けを効率よく行い、ご利用者との時間を増やすことができます。キャスター・持ち手付きなので、移動もスムーズで静かです。
- 特長3 衛生面への配慮** 上段におむつ交換の際に使用する清潔な用品、下段にゴミを入れることができるので、これ1つで分別できます。

介助を **らくらく** にする機能が満載！



動かし方
身体の脇で
動かします



ユニットケアポーター®

88,000円(本体価格 80,000円)

商品CD 209180AD

【材質】 本体/スチール・アルミ 天板/ポリ板
 【重量】 12.0kg(付属品を除く)
 【サイズ】 全高885×全幅485×全長260mm
 【付属品】 ゴミ箱(容量25L)

上段



おむつや用品を収納することができます。

持ち手



移動させる時に便利。

ポケット



陰洗ボトル等を入れることができます。
※陰洗ボトルは付属していません。

下段



ゴミを入れられるスペースです。(ゴミ箱容量25L)ゴミ箱は取り外し可能。

ロック付きキャスター

キャスター4つのうち、開閉面の2つにロックが付いています。

動かさない時は



トイレなどに置いて、物入れやゴミ箱としてお使いください。

清拭用品

入浴できないときも清潔に



清拭用品 ラインアップ

あたま

ふくだけ簡単
シャンプーナップ*
▶ 詳細は P64


お湯のいらない
泡シャンプー
▶ 詳細は P66

かお

朝用
お顔すっきりシート
▶ 詳細は P63

おしり

トイレに流せるパット
おしりふき
やぶれにくいタイプ
おしりふき
▶ 詳細は P53



からだ

かおからおしりまで
幅広くお使いいただけます

さっとさわやか
からだふき

からださわやか
清拭タオル
▶ 詳細は P64

詰めかえ用
泡でさっぱり
からだふき
▶ 詳細は P66

うるおう
からだふき
さっぱり
からだふき
▶ 詳細は P66

詰めかえ用
泡がやさしい
おしり洗い
▶ 詳細は P67

おしり洗浄・保湿液
▶ 詳細は P54

朝起きて顔を洗ったように汚れも気分もすっきり！ 朝用顔ふきシート



●朝の起床時のモーニングケアに

シトラスの香り 化粧品

1枚のサイズ
150mm
200mm



20枚入

朝用お顔すっきりシート

20枚入 550円(本体価格500円) 箱入数 40個

商品CD 669200BE



朝用お顔すっきりシート 特長

特長1 朝起きて顔を洗ったように汚れを落とし気分もすっきり！

特長2 デリケートなお顔にもやさしい！
●低刺激 ●無添加(パラベン/アルコール)
●天然コットン100%シート

特長3 ふき取りながら保湿ケアもできる！
保湿成分(プロパンジオール・グリセリン)配合



商品紹介動画

モーニングケアとは

主に介護施設や病院などで、ご利用者や患者さんが起床してから朝食を食べるまでの間に提供される一連のケアのことを指します。

モーニングケアの目的は、ご利用者や患者さんが気持ちよく1日をスタートできるように、身体的・精神的サポートをすることです。また、生活リズムを整え、自立を促す効果も期待できます。



洗顔
刺激により
意識をはっきりさせる



歯みがき
寝ている間の
汚れを除去



着替え
普段着に着替え
1日の始まり




モーニングケアとは

おしりにも使える厚手シートで、
よじれずしっかり拭けるから、
らくにふき取れます



- 天然保湿成分配合。
(天然ラベンダーオイル・緑茶抽出エキス(フラボノイド))
- 厚手の凸凹シートでやさしい肌ざわり。
- 1枚でたっぷり拭けて経済的。
- ノンアルコール。

ラベンダーの香り



60枚入

さっとさわやか からだふき

60枚入 550円(本体価格 500円) 箱入数 16個

商品CD 669200BD




おしりにも使える特大サイズの
シートで、タオルのように
らくにふき取れます



- 植物性保湿成分(ニンジン根エキス)配合。
- 無着色・無香料・ノンアルコール。

化粧品



30枚入

からださわやか 清拭タオル

30枚入 550円(本体価格 500円) 箱入数 16個

商品CD 669200DB



■「さっとさわやか からだふき」・「からださわやか 清拭タオル」の使い方



①室温を20℃～24℃に保ち、
バスタオルをかけ露出部分を
少なくする。



②身体の中心に向かう順番で、身体を拭いていく。
※全身にお使いいただけます。



おしりふきとしても
お使いいただけます。


水もタオルも要らない、らくらくシャンプー

- 水を使わず、ふき取りも不要。
- 凸凹シートで汚れをやさしくからめとる。
- アミノ酸系保湿成分配合。

シトラスの香り

水不要

化粧品



30枚入

ふくだけ簡単 シャンプーナップ®

30枚入 550円(本体価格 500円) 箱入数 24個

商品CD 669200GG



■「ふくだけ簡単 シャンプーナップ」の使い方



①薬液が目・鼻・口に垂れないように注意して、髪と頭皮を拭く。



②ふき取りの必要はありませんが、気になる場合はぬれタオル等で拭いてください。



～在宅介護の新習慣～

看護から生まれた清潔ケア




カサカサ肌、粉ふき肌、かゆみにお悩みではありませんか？

加齢によって皮脂が減少すると、肌のバリア機能が崩れ、乾燥してかゆみが出やすくなります。

搔いてしまうことで傷になり、悪循環になることも。

肌トラブルを防ぐには、保湿して「バリア機能」を高めることが重要です。



※外部刺激…細菌や真菌、アレルゲン、ホコリや化学物質・紫外線 など。

入浴できない時は、保湿もできる
ふき取り用の清拭料が便利です

タオルにふくませて拭くだけなので、とてもかんたんです。



入浴できない時も清潔に、泡でかんたんにケアしましょう



- 拭きなおしやすすぎが不要。
- お肌と同じ弱酸性。
- 植物性保湿成分 (チャ葉エキス・ハトムギ種子エキス) 配合。

すぎ不要 化粧品
グリーンフローラルの香り



泡でさっぱりからだふき

500ml 1,320円(本体価格 1,200円) 箱入数 20本 約100回分
詰めかえ用400ml 880円(本体価格 800円) 箱入数 20個 約80回分
500ml 詰めかえ用400ml
商品CD 669200IJ 商品CD 669200IL



使い方



- コンディショニング成分配合。髪がきしまず指どおりもなめらか。
- お肌と同じ弱酸性。
- 植物性保湿成分(チャ乾留液) 配合。

水不要 化粧品
フローラルの香り



お湯のいらない泡シャンプー

200ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 30本
商品CD 669200GE



使い方



入浴できない時も清潔に、お湯にとかして全身をケアしましょう



- お湯にとかして拭くだけで、すぎは不要。
- お肌と同じ弱酸性。
- 植物性保湿成分(チャ葉エキス・ハトムギ種子エキス) 配合。

すぎ不要 化粧品
グリーンフローラルの香り



さっぱりからだふき 液体タイプ

400ml 1,210円(本体価格 1,100円) 箱入数 30本 約80回分
商品CD 669200II



- お湯にとかして拭くだけで、すぎは不要。
- お肌と同じ弱酸性。
- 植物性保湿成分(セージ葉エキス) 配合。

すぎ不要 化粧品
ウッディフローラルの香り



うるおうからだふき 液体タイプ

400ml 1,210円(本体価格 1,100円) 箱入数 30本 約80回分
商品CD 669200IH



お湯にとかすだけでかんたんに洗浄・保湿。洗い流しも不要です



- 何度もふき取る必要がないので、お肌への刺激が減り、保湿効果でお肌を乾燥から守ります。
- お肌と同じ弱酸性。
- フラボノイド含有植物成分(保湿成分:チャ葉エキス)、植物性保湿成分(さっぱり:ハトムギ種子エキス、しっとり:セージ葉エキス) 配合。

すぎ不要 化粧品
グリーンフローラルの香り



清拭料 さっぱりタイプ

1L 1,980円(本体価格 1,800円) 箱入数 8本 約200回分
商品CD 669200ID



すぎ不要 化粧品
ウッディフローラルの香り




清拭料 しっとりタイプ

1L 2,475円(本体価格 2,250円) 箱入数 8本 約200回分
商品CD 669200IE



使い方




ご家族の状況に合わせたケアで、入浴できない時もおしりを清潔に



●毎日のおしりケア こんなお悩みありませんか？

排泄スキンケアご提案
詳しくは▶P14~




泡がやさしいおしり洗い・超吸水おしりタオルなら

ご家族の状況に合わせたケアで、入浴できない時もおしりを清潔に。

お湯を使って “しっかりケア”

泡をひろげて洗い流す
汚れ・ニオイをスッカリ落とす



お湯を使わず “かんたんケア”

泡をひろげてふき取るだけ
すぎはいりません



泡で浮かせておしりの汚れ・ニオイをスッカリ落とす


- おむつ内の敏感肌にもやさしい低刺激処方。
- お肌と同じ弱酸性。
- 保湿・肌保護成分 (BG・チャ葉エキス・ハトムギ種子エキス) 配合。
- 香りで包み、ニオイ気にならない。尿臭・便臭を包み込み、よい香りに感じられるフィードラント香料を使用。
- お湯を使わず“ふき取りケア”もできる。すぎもいりません。

すぎ不要 化粧品
フィードラント香料 ホワイトフローラルの香り
350ml 詰めかえ用 800ml



お肌にあてるだけですばやく吸水 洗った後の仕上げ拭きに

- 吸水性が高いコットン100%の不織布だからお肌に余分な水分を残しません。
- しっかり丈夫でやぶれにくい。
- お湯と使えば温かいおしりふきに。



100枚入

コットン 100% 超吸水おしりタオル

100枚入 528円(本体価格 480円) 箱入数 36個
商品CD 669201CV




泡がやさしいおしり洗い

350ml 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 20本 約115回分
詰めかえ用800ml 1,540円(本体価格 1,400円) 箱入数 12本 約260回分
350ml 詰めかえ用800ml
商品CD 669200IK 商品CD 669200IO



独自の「フィードラント香料」で良い香りに包み込む！



■ おしり洗浄料、こちらもあります(液体タイプ)

洗浄・保湿・肌保護が
1度に行える
オールインワンの簡単ケア

おしり洗浄・保湿液 ▶P54



うるおいの木



「ビジョンディープモイスタチャー」配合
うるおいを保ちます

グリセリルグルコシド + ヒアルロン酸ナトリウム

独自の「フィードラント香料」で良い香りに包み込む!

香水の成分構成 → うるおいの木の成分構成

フィードラント香料

あらかじめ臭気成分を減らした状態で成分を構成。空气中を漂う排泄物臭を取り込んで組み合わせる事で、良い香りに変化します。

ミロタムヌス
～乾燥に耐えて生き抜く、砂漠の植物～

南アフリカとマダガスカル島にだけ息する植物。砂漠地帯の岩の露出した荒地に生育しています。砂漠の過酷な環境下でも生き抜く「ミロタムヌス」が、乾燥から守るために保持している成分が「グリセリルグルコシド」。うるおいの木シリーズすべてに配合しています。

●髪も身体もしっとり洗いあげる泡の全身シャンプーです。
●お肌のうるおいを守り、泡切れ良く全身洗えます。
●お肌や髪にやさしい弱酸性。

フルーツフローラルの香り 化粧品
フィードラント香料 ビジョンディープモイスタチャー

うるおいの木®
泡の全身シャンプー 20L

17,160円(本体価格 15,600円)
商品CD 660202DV ※泡の全身シャンプー専用ボトル(3ml吐出)がございます。(別途購入)

1ml 一般的な泡タイプの1プッシュ
3ml 泡の全身シャンプー専用ボトルの1プッシュ

詰めかえがらくらく!
注出口の内側に専用コックが付いています。

専用ボトル(3ml吐出) 20L

あたまに からだに

●やさしい泡立ち、すばやい泡切れで、洗いあがりもすっきり。
●お肌にやさしい弱酸性。

フルーツフローラルの香り 化粧品
フィードラント香料 ビジョンディープモイスタチャー

うるおいの木®
ボディソープ 20L

16,280円(本体価格 14,800円)
商品CD 660202DW

詰めかえがらくらく!
注出口の内側に専用コックが付いています。

あたまに からだに

●やさしい泡立ちで頭皮や髪を包み込み、しっとりしなやかに洗い上げます。
●髪がきしみにくく、指どおりもなめらか。
●髪にやさしい弱酸性。

フローラルフルーティの香り 化粧品
フィードラント香料 ビジョンディープモイスタチャー

うるおいの木®
リンスインシャンプー 20L

16,280円(本体価格 14,800円)
商品CD 660202DY

詰めかえがらくらく!
注出口の内側に専用コックが付いています。

あたまに

石けんのような洗い上がりですっきり

●ヨモギエキス配合。
●皮脂をとり過ぎない、おだやかな洗浄力。
●弱アルカリ性。●環境に配慮した減容ボトル。

グリーンフローラルの香り 化粧品

ボディソープ 4L

5,830円(本体価格 5,300円) 箱入数 3本
商品CD 669211BB

4L

【付属品】 小分け用ノズル(3個/ケース) ※うるおいの木と配合成分は異なります。

泡切れがスピーディで、すすぎも簡単

●髪と地肌をやさしく洗いあげます。
●弱酸性。●介護する方の手肌にもやさしい。
●環境に配慮した減容ボトル。

フローラルの香り 化粧品

リンスインシャンプー 4L

5,830円(本体価格 5,300円) 箱入数 3本
商品CD 106102BB

4L

【付属品】 小分け用ノズル(3個/ケース) ※うるおいの木と配合成分は異なります。

肩への負担が少なく、脱ぎ着がしやすい防水エプロン

- 入浴介助、ポータブルトイレの洗浄、調理や水回りの作業時に。
- 肩への負担が少ない軽量素材。幅広の肩ヒモは肩にかかる力を軽減します。
- 伸縮性のタブが付いているので、肩ヒモのズレ落ちを防止。脱ぎ着もかんたんです。
- 生地表面は触れてもひんやりしにくい防水加工(ステンレスに張りつきにくい)。裏面はサラッとして肌にベタつきにくいです。

タブ

ロングタイプ(女性用) ロングタイプ(男性用) ショートタイプ ハーフタイプ

軽やか介助用エプロン

ロングタイプ(男性用、女性用)	各 7,700円(本体価格 7,000円)	商品CD 102409AA
ショートタイプ	6,380円(本体価格 5,800円)	商品CD 102409BB
ハーフタイプ	5,060円(本体価格 4,600円)	商品CD 102409CB
ハーフタイプ		商品CD 102409DA

【素材】 ポリエステル100% (抗菌・防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】 洗濯○(40℃まで・ネット使用)・乾燥機○(60℃まで)
【カラー】 ロングタイプ(男性用)/グリーン
ロングタイプ(女性用)/ピンク
ショートタイプ/ピンク
ハーフタイプ/グリーン

ロングタイプ(男性用)	約 137~142cm(調節可能)
ロングタイプ(女性用)	約 126~132cm(調節可能)
ショートタイプ	約 102~108cm(調節可能)
ハーフタイプ	90cm(丈)

※肩から裾までの長さ ※ハーフタイプは、腰から裾までの長さ

目や耳にシャンプーやすすぎ湯が入りにくい

●前かがみの姿勢が困難な方に。
●ゴムの内側の柔らかな生地が額をぴったりと押さえます。
●サイズ調節が可能です(ホック3段階)。

シャンプーハット

1,760円(本体価格 1,600円)
商品CD 105010DA

【素材】 ポリエステル100% (防水加工/ポリ塩化ビニル)
【サイズ】 頭回り調節範囲 50~58cm位
【洗濯】 洗濯○(手洗い・40℃まで)・乾燥機×

■『シャンプーハット』の使い方

①頭を通し、ホックでサイズを調節します。 ②縁を持ち、髪を生え際まで持ち上げて下さい。
※ゴムの内側の面が額にピッタリくるよう調節してください。

座面形状が座骨を支えるため、おしりが落ちにくく、座位が安定しやすい **プロフィットケア**

●こんなこと起きていませんか？

ご利用者が転落しないように、
座位を安定させてあげたい…



浴室では身体がすべりやすくて、
ご利用者の身体の近くで
介助してあげたい…



座位安定シャワーキャリーなら

座位が安定しやすいので、ヒヤリハットの軽減につながります。

こだわりの座面形状

●印が座骨を支えるため、おしりが落ちにくく、座位が安定しやすい。

ワイド110mm

洗 ← 部が大きく開いているため、手を入れやすく洗しやすい。

座 前方ハンドル

ハンドルをしっかり握ることで、安心して座ることができます。水抜きがしやすいです。

座 ビタッと背もたれ

2分割形状で、背骨が圧迫されにくい。

座 座面・背面の後傾角度

15°
7°

座 おしりがピッタリする角度

後車輪が太く、安定感があります

駐車ブレーキペダル
幅広で、裸足でも操作しやすい。

移 スイングアウト式フットレグサポート
取り外しもかんたん。

移 上下スライド式アームサポート
横移乗に便利。自立支援に。固定ノブはワンタッチで操作できます。

ノーパンクタイヤ

座位安定シャワーキャリー SY-20

129,800円(本体価格 118,000円)

商品CD 204510AD 購入対象品 TAIS 00495-000070

【材質】 フレーム/アルミ(塗装)
パッド(シート・バックサポート・ハンドル)/発泡ウレタン
【最大使用者体重】 80kg(積載物を含む)

(単位:mm)

前輪×後輪	前座高	後座高	座幅
4インチ×12インチ	450	390	400
座奥行	バックサポートパッド高	アームサポート高	手押しハンドル高
400	375	255	882
全幅	全高	全長	重量(kg)
509	882	880	15.0

感染対策用品

衛生ケア用品を使って感染対策を



すり込むだけですばやく手指消毒

- 手肌にやさしい保湿成分(グリセリン)配合。
- しっかり消毒効果。水洗い不要。
- 手洗いや消毒回数が多く、手あれが心配なスタッフの方に。
- サッと肌になじむ速乾性成分。

保湿成分 グリセリン配合

有効成分
ベンザルコニウム
塩化物
0.05w/v%



消毒洗浄剤(手・指・皮用) 指定医薬部外品

1L 3,300円(本体価格 3,000円) 箱入数 8本

4L 7,480円(本体価格 6,800円) 箱入数 3本

1L 商品CD 106103BC 4L 商品CD 106103BA

【1L付属品】 ポンプ(8本/ケース) 【4L付属品】 小分け用ノズル(3個/ケース)

エタノール 80.0vol% の手指・消毒剤

- 細菌・ウイルス対策に
- 肌にやさしい保湿成分(グリセリン・ミリスチン酸イソプロピル)配合
- サッと肌になじむ速乾性
- 酸性

保湿成分 グリセリン・ミリスチン酸イソプロピル配合

有効成分
エタノール
80.0vol%



薬用手指消毒アルコール 指定医薬部外品

1L 3,740円(本体価格 3,400円) 箱入数 8本

5L 10,670円(本体価格 9,700円) 箱入数 2本

1L 商品CD 669300DH 5L 商品CD 669300DI

【1L付属品】 ポンプ(8本/ケース) 【5L付属品】 コック(2個/ケース)
※この商品のお取り扱い、営業担当にお問い合わせください。

泡がすみずみまでいきわたり、**ハビナス** 汚れをしっかりと落とします **せいけつ介護**

保湿成分 プロピレングリコール配合

殺菌 保湿 消毒

有効成分
イソプロピルメチル
フェノール



500ml 詰めかえ用 4L

殺菌ハンド泡ソープ **医薬部外品**

500ml 880円(本体価格 800円) 箱入数 12本
詰めかえ用4L 5,280円(本体価格 4,800円) 箱入数 3本

500ml 詰めかえ用4L
商品CD 106104BG 商品CD 106104BH

[4L付属品] 小分け用ノズル(3個/ケース)

食卓でのおしぼりやお掃除に

- ふんわり厚手な肌ざわり。
- 無香料・無着色・ノンアルコール。

1枚のサイズ
130mm
190mm



70枚入

テーブルウェットティッシュ

70枚入 オープン価格 箱入数 24個

商品CD 669300CJ

塩素臭が少なく、生地を傷めにくく、金属腐食も起こしにくい除菌剤です

- 気になる塩素の刺激臭がほとんどありません。
- 市販の次亜塩素酸ナトリウムと比較して、長期保存が可能。
- 金属腐食がないので、風呂釜や金属製の除菌も行えます。
- 顆粒なので取扱いが容易です。
- 有効塩素量15%



顆粒 サラッと塩素除菌

2.5kg 6,600円(本体価格 6,000円)
箱入数 4本

商品CD 306114AC

[付属品] 計量スプーン(容量30g)

2.5kg

身のまわりの物を手軽に除菌

- アルコール配合。

1枚のサイズ
140mm
200mm



80枚入 詰めかえ用 80枚入

除菌ウェットティッシュ

ボトル80枚入 748円(本体価格 680円) 箱入数 12本
詰めかえ用80枚入 528円(本体価格 480円) 箱入数 18本

ボトル80枚入 詰めかえ用80枚入
商品CD 669300BA 商品CD 669300BB

※人体へのご使用はできません。
※すべての菌を除菌するわけではありません。

除菌剤で日常から感染対策を

- 次亜塩素酸ナトリウム+pH調整剤+精製水で作られる除菌剤。
- 肌に付着しても安心な微酸性(pH6.0~6.5)。
- 塩素濃度100ppm(除菌力は次亜塩素酸ナトリウムの80倍の効果)。



ジアッシュ®

10L オープン価格
20L オープン価格

10L 商品CD 106202AA
20L 商品CD 106202AB

※専用スプレーボトル300ml(605円)もございます。

汚物処理時の除菌

【使用方法】
●汚物洗浄機での下洗い
水10Lに対しスプーン2杯(60g)投入し
溶解させ、2~3時間浸漬します。最後に
「すすぎ」を行ないます。

●汚物ふき取り後の
ペーパータオル等の除菌
汚物をふき取ったペー
パータオル等は、ビニ
ール袋に入れ廃棄物が十分
に浸る量の溶解液を入
れてください。



冷蔵庫・手すり・床・便器の除菌

【使用方法】
①水10Lに対しスプーン1/2(15g)投入
し溶解させます。
②雑巾等を浸し、手すりや床を拭きます。



防水シート

まさか!の時の安心材料に



	さらっと 吸水消臭 シート	防水 シート 大人用	耐熱防水 シート	耐熱防水 ブロード シート	耐熱防水 デニム シート	耐熱防水 タオル シート	ニット シート	ムレにくい シート	簡単ベッド メイキング 防水シート	手間なし びったり シート
ページ数	74	74	74	74	74	75	75	75	75	75
乾燥機	60℃ まで	×	80℃ まで	80℃ まで	80℃ まで	80℃ まで	60℃ まで	60℃ まで	80℃ まで	×
素材	ポリエステル (カノコ)	ポリエステル (起毛パイル)	綿・ ポリエステル (タオル)	ポリエステル・ 綿 (ブロード)	ポリエステル・ 綿 (ソフトデニム)	綿・ ポリエステル (タオル)	ポリエステル (ニット)	ポリエステル (ニット)	ポリエステル・ 綿 (ブロード)	不織布
厚手 マットレス OK	○ Lサイズ	○ Lサイズ		○	○ Lサイズ	○				
抗菌加工			○			○				
両面 使える							○	○		
乾き やすい	○	○								
吸水	○									○
消臭	○									○
透湿							○	◎		

厚手
マットレス
OK 巾広で巻き込み
やすい

抗菌加工 特定の細菌の
増殖を防ぐ

両面
使える リバーシブルで
扱いやすい

消臭 アンモニア臭を
軽減

透湿 ムレを軽減



※手間なしびったりシート以外のシートは洗濯できますが、脱水はしないでください。防水シートは脱水の必要はありません。

気になる臭いを「消臭」、尿を「吸収」できる防水シート



せいけつ介護

- 吸水速乾素材使用で、尿をすばやく吸収してさらっと拡散、洗濯後の乾きがはやいです。
- カノコ素材なので、ムシが気になる時でも、さわやかな肌触り。



さらっと吸水消臭シート

M 4,400円(本体価格 4,000円) L 5,500円(本体価格 5,000円)

M 商品CD 609500DC L 商品CD 609500DD

【素材】ポリエステル100% (カノコ) (防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
【カラー】クリーム




肌触りがソフト、早く乾くのでお洗濯がらく



せいけつ介護

- 保温性のある起毛パイル素材でソフトな肌触り。




防水シート大人用

普通 3,080円(本体価格 2,800円) L 3,520円(本体価格 3,200円)

普通 商品CD 609500GA L 商品CD 609500GB

【素材】ポリエステル100% (起毛パイル) (防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機×
【カラー】ブルー



タオルのような肌触り乾燥機にかけられます



せいけつ介護

- 電気敷毛布との併用や、乾燥機の使用可能(80℃まで)。
- 生地に抗菌加工付きで衛生的。



耐熱防水シート

3,960円(本体価格 3,600円)

商品CD 609500FA

【素材】綿80%・ポリエステル20% (シンカーパイル) (防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】グリーン



業務洗濯OK、三層構造なので丈夫



せいけつ介護

- 平滑な生地なので寝返りやすく、綿シートに近い肌触り。



耐熱防水ブロードシート

各4,730円(本体価格 4,300円)

オフホワイト 商品CD 108092AA ライトグリーン 商品CD 108092AB

【素材】表/ポリエステル65%・綿35% (ブロード) 裏/ポリエステル100% (ニット) (三層構造・防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】オフホワイト・ライトグリーン




業務洗濯OK、張りのあるデニム生地



せいけつ介護

- しっかりした生地厚でシワになりにくい。



耐熱防水デニムシート

M 4,620円(本体価格 4,200円) L 4,840円(本体価格 4,400円)

商品CD ※頭6桁108062を省略しています。 サックスM [CC] サックスL [CD] オフホワイトL [CB]

【素材】ポリエステル65%・綿35% (ソフトデニム) (防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】サックス・オフホワイト (Lのみ)



吸汗性が良く、抗菌加工で衛生的



せいけつ介護

- 毛足の短いタオル地なので、寝返りを妨げにくい。
- 厚いベッドマットもラクに包み込める180cmのワイドタイプ。



耐熱防水タオルシート

5,170円(本体価格 4,700円) 商品CD 10811AA

【素材】綿80%・ポリエステル20% (シンカーパイル) (防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】グリーン



ムシにくいので長時間寝て過ごす人でも安心して使えます。両面使用ができるので表裏を気にせずに敷くことができます



せいけつ介護

- ムシを軽減する特殊な防水加工。
- ソフトなニット素材で両面使用ができます。



ムシにくいシート


7,480円(本体価格 6,800円) 商品CD 108021BA

【素材】ポリエステル100% (ニット) (三層構造・透湿防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
【カラー】オフホワイト



使い捨てタイプの紙製防水シートです

- ふとんをしっかりと覆う安心サイズ。
- 消臭ポリマー配合。



手間なしぴったりシート

10枚入 1,958円(本体価格 1,780円) 箱入数 8袋

商品CD 609500CC

【素材】表面材/ポリオレフィン系不織布 吸水材/綿状バルブ、吸収紙、高分子吸水材 防水材/ポリエチレンフィルム 結合材/スチレン系エラストマー合成樹脂 止着材/スチレン系エラストマー合成樹脂

*1回の排泄量150mlとした場合(数値は当社測定方法によるものです)



10枚入

肌触りがソフトで、両面使用ができるので表裏を気にせずに敷くことができます



せいけつ介護

- 適度な伸縮性があるので快適。



ニットシート

6,050円(本体価格 5,500円) 商品CD 108031BA

【素材】ポリエステル100% (ニット) (三層構造・透湿防水加工/ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(40℃まで)・乾燥機○(60℃まで)
【カラー】サックス/オフホワイト (リバーシブル)



マットの四隅にゴムを留めるだけの全面防水タイプ



せいけつ介護

- 面倒なマットレスへの巻き込みは不要。
- 寝返りしやすい。



簡単ベッドメイキング防水シート


各8,250円(本体価格 7,500円)

M 商品CD 108082AA L 商品CD 108082AB

【素材】表/ポリエステル65%・綿35% (ブロード) 裏/ポリエステル100% (ニット) (三層構造・防水加工/耐熱ポリウレタン)
【洗濯】洗濯○(60℃まで)・乾燥機○(80℃まで)
【カラー】オフホワイト



大ききの違うビーズだから体にフィットしやすく、体圧の分散を促します **ピジョンタヒラ**



体の動きをとらえ、程よく動くので、通気性があります。

ビーズパッド 1 型 腰用

仙骨部と腰周辺の体圧分散に。背柱を圧迫しないように縫い目に添わせて、仙骨部にビーズの入っていない部分をあててください。

9,900円(本体価格 9,000円)

商品CD 187012BA [サイズ] 47.5×43cm



ビーズパッド 3 型 肘ひざ用

全身の体圧分散だけでは保護できない部位です。中央のステッチ部分を当ててご使用ください。

2,420円(本体価格 2,200円)

商品CD 187012BC [サイズ] 29×33cm




ビーズパッド 5 型 かかと用

かかとへの体圧は、比較的早く感じます。パットをふくらはぎにあて、かかと全体を浮かせるようにしてください。

4,620円(本体価格 4,200円)

商品CD 187012BE [サイズ] 21×55cm



ビーズパッド 7 型 背あて用

筒状にして横向きの背中の支えに。3枚連ねるとベッドサイズになります。

13,200円(本体価格 12,000円)

商品CD 187012BG [サイズ] 59×83cm



ビーズパッド円座

縫い目を背骨に添わせてあててください。寝る時、座る時に、身体が安定するカタチです。

3,630円(本体価格 3,300円)

商品CD 187012AA [サイズ] 40×37cm



ビーズプチハンド

独自のカタチとビーズの使用により指の間を無理なく通せます。手のひらを爪による傷つけからも保護。手を開いても落ちないユニークなカタチです。

880円(本体価格 800円)

商品CD 187012CA




【素 材】生地/綿75%・ポリエステル25%(バイル) 中材/発泡ポリスチレンビーズ
【カラー】イエロー 【サイズ】12×13cm

ビーズパッド 2 型 頭用

頭部の体圧分散は気が回りづらいです。ご自分で頭を動かさない方は注意してください。

2,420円(本体価格 2,200円)

商品CD 187012BB [サイズ] 27×34.5cm




ビーズパッド 4 型 うで腰用

ビーズを片側に寄せて調節可能。沈みすぎるウエスト部の保持や腕の支えにするとラクです。

3,080円(本体価格 2,800円)

商品CD 187012BD [サイズ] 24×59cm



ビーズパッド 6 型 抱き枕用

パットの形がよく馴染み、身体を支えるのでリラックスできます。

6,050円(本体価格 5,500円)

商品CD 187012BF [サイズ] 36×53cm




ビーズパッド 8 型 多目的用

ひも付きなので背・座面に付けられます。筒状にするとベッドでの体位・姿勢保持に。パットを連結し太さを変えることもできます。

5,280円(本体価格 4,800円)

商品CD 187012BH [サイズ] 47×48.5cm



ビーズパッド1型~8型、円座共通

【素 材】生地/ポリエステル65%・綿35%(ブロード・抗菌防臭加工付き)
中材/発泡ポリスチレンビーズ 縁巻テープ/ポリエステル100%
【カラー】 サックス系の花柄

※シリーズ共通 【洗濯】洗濯○(手洗い・40℃まで)・乾燥機×
※オレンジオイルなどリモンネン含有する洗剤は、中材を傷めるため、お使いいただけません。

液体とろみ剤

さっとなじんでダマにならない
液体タイプのとろみ剤



ピジョンタヒラ

詳しくは ▶ P 22~

液体だからダマにならず、すぐにとろみが付く

- 個包装タイプだから持ち運びに便利。
- 外出先でも使える。



液体とろみ かけるだけ

14g×14包 1,004円(本体価格 930円) 箱入数 20箱

商品CD 659000BM



商品紹介動画

特長 1 炭酸飲料に簡単すぐにとろみ付け

お好きな炭酸飲料に入れて混ぜるだけでとろみ付けができます。

特長 2 さっとなじんでダマにならない

液体だからさっとなじみ、ダマにならないで再調整もかんたん。

特長 3 とろみ付けが難しい飲み物やお食事にも

牛乳やオレンジジュース、いつものお食事にも簡単すぐにとろみ付けができます。



卓上で使える

持ち運び便利

外出先で使える

この表示値は、目安です。

栄養成分表示 (1包(14g)あたり)	エネルギー	15 kcal
	タンパク質	0.07 g
	脂質	0 g
	炭水化物	4.9 g
	-糖質	2.6 g
	-食物繊維	2.3 g
	食塩相当量	0.05 g
	カリウム	26 mg

品名	とろみ調整食品
原材料名	水あめ(国内製造)、でん粉/増粘多糖類、塩化カリウム、pH調整剤(クエン酸)
内容量	196g(14g×14包)
賞味期限	個箱側面及び個包装に印字
保存方法	高温多湿・直射日光を避け、常温で保存してください。

アレルギー物質(28品目)を含む原材料を使用しておりません。 ※えび・かに・くるみ・小麦・卵・乳成分・落花生を含む製品と共通の設備で製造しています。

食事前用エプロン

エプロンを使って、
服を食べこぼしからガード



ハビナス
せいけつ介護

テーブルにぴったりと貼りついて、食器・食べこぼしが床に落ちにくく、後片付けがらく

- テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
- 水や油をしっかりとはじく強撥水加工。




テーブルから すべらない食事エプロン

各2,090円(本体価格 1,900円)

商品CD 619000HA 商品CD 619000HB

【素材】ポリエステル100% (ウレタンコーティング) 【洗濯】洗濯機(40℃まで)・乾燥機×
【カラー】ひまわり柄・花畑柄 【サイズ】長さ108×幅78cm (衿下86cm)
(首まわり約33~42cm)

「テーブルからすべらない食事エプロン」の使い方




※裏面に滑り止め加工が施されているので、テーブルにぴったりフィットします。

ハビナス
せいけつ介護

肩まわりがすっきりしているから、腕が動かしやすい

- 肩からのラインが身体にすっきりなじみます。
- テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
- 裏にしみにくく長持ちする耐久撥水加工。



肩まわりすっきり 食事エプロン

各1,760円(本体価格 1,600円)

商品CD ※頭6桁182300を省略しています。
こでまり(ピンク) IK チェック(青) IL リーフ(緑) IM

【素材】ポリエステル100% (タフタ) (アクリルコーティング)
【洗濯】洗濯機(40℃まで)・乾燥機(60℃まで)
【カラー】こでまり(ピンク)・チェック(青)・リーフ(緑)
【サイズ】長さ91×幅80cm (衿下72cm) (首まわり約28~43cm)



ハビナス
せいけつ介護

肩までおおえるから汚れをしっかりと防ぐ

- 肩までゆったり身体をおおいます。
- テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
- 裏にしみにくく長持ちする耐久撥水加工。



肩までおおえる
食事エプロン

各1,760円(本体価格 1,600円)

商品CD 102301NG 商品CD 102301NH 商品CD 102301NI

【素材】ポリエステル100% (タフタ) (アクリルコーティング)
【洗濯】洗濯機(40℃まで)・乾燥機(60℃まで)
【カラー】花柄(ピンク)・クローバー(黄・青)
【サイズ】長さ100×幅80cm (衿下72cm) (首まわり約28~43cm)



ハビナス
せいけつ介護

ビッグサイズ+ひじかけに固定できるから、
食べこぼしが座面にこぼれることが少なくなり、後片付けがらく

- ビッグサイズなので、車いすや食卓いすをすっぽりおおいます。
- ひじかけに固定できるから、座面の汚れを防ぎます。
- 裏にしみにくく長持ちする耐久撥水加工。
- 食器トレイもおける幅広サイズ。



車いす・食卓いす用
こぼさない食事エプロン

2,200円(本体価格 2,000円)

商品CD 619000DE

【素材】ポリエステル100% (タフタ) (アクリルコーティング)
【洗濯】洗濯機(40℃まで)・乾燥機(60℃まで)
【カラー】チェック柄
【サイズ】長さ115×幅82cm (衿下95cm) (首まわり約28~43cm)

ハビナス
せいけつ介護

ポケットがしっかりしているので、
動きがある人にも使いやすい

- 広げたままで使用できます。



簡単ポケット
こぼさない食事エプロン

2,420円(本体価格 2,200円)

商品CD 619000AG

【素材】ポリエステル100% (アクリルコーティング)
【洗濯】洗濯機(40℃まで)・乾燥機(60℃まで)
【サイズ】長さ106 (ポケット使用時は76) ×幅70cm (衿下88cm)
(首まわり約28~35cm)



おしゃれなコンパクトサイズ

- 裾をひっくり返すだけでポケットが完成。
- 裏にしみにくく長持ちする耐久撥水加工。



ポケット付き ハーフエプロン

1,320円(本体価格 1,200円)

商品CD 102300PE

【素材】ポリエステル100% (タフタ) (アクリルコーティング)
【洗濯】洗濯機(40℃まで)・乾燥機(60℃まで) 【カラー】リーフ(緑)
【サイズ】長さ57×幅40cm (衿下37.5cm)
(首まわり約30~43cm)



※在庫なくなり次第販売終了。

食具

工夫された食具で、
食事を楽しみましょう。



付けるだけで食べ物をこぼしにくくなるから、
自分のペースで食事ができる

- 自分で食べたいけれどこぼしてしまう方に
- 煮沸/スチーム・薬液消毒OK。食器洗い乾燥機対応。



特長1 愛用している食器で
普段通りに食事ができる

※全ての方が自分でこぼさずに
食べられるようになるわけではありません。

特長2 こぼしにくくする独自の
返し形状で食べ物をキャッチ


特長3 取り付けかんたん
端部の形状が食器にはめ込みやすい。

特長4 高齢者にも認識しやすいカラー

取り付け可能食器サイズ



取り付け方



自分で食べるミールキャッチ

1,408円(本体価格 1,280円) 箱入数 30個 **商品CD 659000BN**

[サイズ] 高さ27mm×幅115mm×奥行40mm [重量] 28g [材質] シリコンゴム [商品紹介動画](#)



NEW ピジョンタヒラ

自分で食べる方もこぼしにくい


- 食器洗い乾燥機対応(使用上の注意をお守りください)。
- 食器乾燥機85℃まで。



すくいやすいスプーン

825円(本体価格 750円) 箱入数 20本 **商品CD 659000BI**

[サイズ] 長さ164mm [重量] 20g
[材質] 金属部:18-8ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン



すくいやすいフォーク

825円(本体価格 750円) 箱入数 20本 **商品CD 659000BJ**

[サイズ] 長さ164mm [重量] 19g
[材質] 金属部:18-8ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン

にぎりやすいサイズで、
軽量で持ちやすい

ピジョンタヒラ

- 高温洗浄に耐えるステンレス製。
- 食器洗い乾燥機対応。



中空構造で軽量
178mm 太くて握りやすい
わずか 25.5g



中空構造で軽量
181mm 太くて握りやすい
わずか 24g

かるいスプーン

1,320円(本体価格 1,200円) 箱入数 20本

[サイズ] 長さ178mm **商品CD 659000BG**
[重量] 25.5g ※在庫なくなり次第
[材質] ステンレス製 販売終了。

かるいフォーク

1,320円(本体価格 1,200円) 箱入数 20本

[サイズ] 長さ181mm **商品CD 659000BH**
[重量] 24g ※在庫なくなり次第
[材質] ステンレス製 次第販売終了。

にぎる力が弱くても
使えます **ピジョンタヒラ**

- クリップは着脱可能。箸を抜いて洗えます。
- 食器洗い乾燥機対応。



箸の長さをクリップで調節、
握る力が弱くても使えます
つまみやすく、
手によくなじむ
左手でもOK

220mm
つまんだ食べ物が
すべりにくい箸先

使いやすいお箸

1,320円(本体価格 1,200円) 箱入数 20本

[サイズ] 長さ220mm **商品CD 659000AV**
[重量] 37g
[材質] 箸部分:PPS クリップ部分:ポリアセタール

介助者が食べさせやすいスプーン

ピジョンタヒラ

- すくいやすさ・握りやすさ・口当たりのよさを兼ね備えています。
- 食器洗い乾燥機対応。



先端が浅く
口の中に食べ物を
運びやすい

口当たりがとてもやさしい
シリコン素材

介助に適した
回転しやすい
ハンドルグリップ

先端にフラットな面があり、
食べ物をきれいにすくえる



やわらかい介助スプーン

1,045円(本体価格 950円) 箱入数 20本 **商品CD 659000BK**

[サイズ] 165mm [重量] 28g [材質] シリコンゴム

●横からみた図

すくいやすく、与えやすい
フラット形状

視覚機能が衰えてきた
高齢者が認識しやすい
カラーリングです。

■「やわらかい介助スプーン」の使い方



介助の方が
ベングリップ持ちで、
介助される方の口に
食べ物を運ぶ。

カバーの位置で、カンタンにストローの向きを変えられるので飲みやすい **ピジョンタヒラ**

- 煮沸・薬液消毒OK。



洗いやすく
組立かんたん

飲みやすく
洗しやすい
上下別パーツの
ストロー

透明感のある
シンプルな
デザイン

飲み残しのおきにくい、すり鉢状底面

持ち方が選べます



片手持ち

両手持ち

ストロー付カップ

1,540円(本体価格 1,400円) 箱入数 20個

[容量] 200ml(最大目盛容量)

商品CD 659000AN

ストロー付カップ専用 替えストロー 3セット入

935円(本体価格 850円) 箱入数 72個

■セット内容: 飲み口ストロー、ストローチューブ 各3個

商品CD 659000AU



口腔ケア用品

毎日のお口のケアをもっと衛生的に、
いつまでも笑顔で。



詳しくは ▶ P 18 ~



口臭や口の乾燥が 気になり始めた方へ




入れ歯の方へ



介護が必要になった方へ



STEP 1 潤す



くちびるや口の中を潤して、固まった汚れを落としやすくします。



薬用口腔
ケア
ジェル
プラス
薬用口腔
ケア
保湿ミスト
口腔保湿
ジェル
スポンジ
ブラシ

STEP 2 みかく



食べかすや痰の乾いたものが溜まりやすいので、歯、粘膜、舌もやさしくみがきます。



歯ブラシ
舌ブラシ
スポンジ
ブラシ

STEP 3 除去



ケア直後の口は細菌でいっぱい。飲み込まないように、残った汚れを奥から手前に取り除きます。



スポンジ
ブラシ

STEP 4 保湿



歯ぐきをマッサージしながら、口全体を保湿します。乾燥しがちな口に潤いを与えます。




薬用口腔
ケア
ジェル
プラス
薬用口腔
ケア
保湿ミスト
口腔保湿
ジェル
スポンジ
ブラシ

STEP 1 潤す STEP 2 みかく STEP 3 除去 STEP 4 保湿

の機能が、
オールインワン!



口の洗浄・保湿にこれ1本でOK!



口腔ケア スポンジブラシ

10本入	605円(本体価格 550円)	箱入数 30個			
60本入	2,860円(本体価格 2,600円)	箱入数 6個			
250本入	10,230円(本体価格 9,300円)	箱入数 4個			
10本入	商品CD 669101AS	60本入	商品CD 669101AT	250本入	商品CD 669101AU


ハビナス
せいかつ介護

ふき取るだけのかんたん歯みがき 凸凹のメッシュシートが汚れをしっかりとらめます

- 水がない時のお手入れに便利です。
- ポリグルタミン酸(湿潤剤)・緑茶エキス(湿潤剤(くちあたりおだやかタイプは除く))、キシリトール(甘味剤)配合

化粧品 さわやかなミントの香り

- 凸凹メッシュで汚れが取れる、ふき心地のよい天然コットン[※]を使用。
- 片手でパッとかんたんに取り出せます。
- 歯や歯茎をふくことで口をすっきり清潔にします。




歯みがきティッシュ

90枚入	715円(本体価格 650円)	箱入数 24個	
10枚入	231円(本体価格 210円)	箱入数 72個	
90枚入	くちあたりおだやかタイプ	715円(本体価格 650円)	箱入数 24個

90枚入	商品CD 669101AO	10枚入	商品CD 669101AP
90枚入	くちあたりおだやかタイプ	商品CD 669101AQ	

『歯みがきティッシュ』の使い方





歯周病*を予防する口腔ケアジェル ※歯周炎、歯肉炎

- 効能・効果 歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉(歯齦)炎の予防、口臭の防止
- 乾燥、ネバツキ、口臭予防
- 食品用原料使用(有効成分以外)

さわやかなフルーツミントの香り

有効成分
グリチルリチン酸
ジカリウム



50g

薬用口腔ケアジェルプラス 医薬部外品

50g 1,100円(本体価格 1,000円) 箱入数 24個

商品CD 669101AZ



商品紹介動画

薬用 口腔ケアジェルプラス 特長

- 特長1 歯周病を予防する
「有効成分(グリチルリチン酸ジカリウム)」配合
- 特長2 うるおいが長続きする
「保湿成分(湿潤剤:グリセリン)」配合
- 特長3 無添加 (パラベン・アルコール・着色料・研磨剤)

■ 使い方

適量(約1cm)を歯ブラシ等にとり、歯及び口腔内を清掃し、また歯ぐきをマッサージしてください。すすぎが困難な場合は、ブラッシング後、ガーゼなどでぬぐい取ってあげてください。




口の乾燥を防いで、口臭もすっきり

- ネバツキ・乾燥・口臭予防に。
- 保湿剤・湿潤剤配合
- 100%食品成分使用
- ノンアルコール・パラベンフリー

さわやか緑茶ミントの香り 化粧品

■ 使い方

スポンジブラシやガーゼ、指などに適量(1cm程度)を取り、口内に塗り広げた後、吐き出すか軽くふき取ってください。



60g

口腔保湿ジェル

60g 1,045円(本体価格 950円) 箱入数 30本

商品CD 669101AV

口の「乾燥」「口臭」が気になる方に

- サッと口内を潤すミストタイプ
- 有効成分CPC (塩化セチルピリジニウム)が口内を殺菌、口臭を防ぎます
- 有効成分以外は食品に使われる成分です

有効成分
CPC
(塩化セチル
ピリジニウム)


薬用口腔保湿ミスト 医薬部外品

70ml うるおうハニーレモン 1,320円(本体価格 1,200円) 箱入数 30本

商品CD 669101BI

やわらかな毛でサッと舌をこするだけ、あつという間に舌がきれいに

- しっかり口臭対策



舌ブラシ

330円(本体価格 300円) 箱入数 50本

商品CD 669101AM

場所をとらない、たためる入れ歯容器

- シリコン製で、入れ歯洗浄剤も使える。
- 抗菌加工



入れ歯ポット

1,540円(本体価格 1,400円) 箱入数 30個

商品CD 669101AK



商品紹介動画

〈サンプル5gを40℃条件下に置き、24時間後の状態〉




無色透明でとろみのある液状。乾燥前と変化が少なく均一に広がる。



70ml

口の開きが小さくても奥歯までみがける

- ブラシは極細毛なので弱った歯ぐきの清掃にも最適。



口腔ケア歯ブラシ

385円(本体価格 350円) 箱入数 60本

商品CD 669101AN

入れ歯の溝などがしっかり磨ける

- 抗菌樹脂



入れ歯洗浄ブラシ

484円(本体価格 440円) 箱入数 50本

商品CD 669101AL

どっしりとした太いフレームで、安定感があり安心



- 座面前方を高くすることでお尻が安定し、前滑りを防ぎます。
- 座面高さは3タイプ(380・400・420mm)から選択いただけます。
- 耐アルコール、耐次亜塩素酸、防汚加工の合成皮革シートを使用。
- 左右に杖置き付き。



ミールチェア (ML-11)

各34,980円(本体価格 31,800円)

オレンジ		
座面高380mm	座面高400mm	座面高420mm
商品CD 201910AJ	商品CD 201910AK	商品CD 201910AL
ライトグリーン		
座面高380mm	座面高400mm	座面高420mm
商品CD 201910BJ	商品CD 201910BK	商品CD 201910BL


(単位:mm)									
型式	全幅	全高	全長	座幅	座面高 ※1	座奥行	背もたれ高 (座面より)	肘かけ高 (床面より)	重量 (kg) ※2
ML11-38	590	770	510	410	380	430	390	620	7.9
ML11-40		790			400			640	8.0
ML11-42		810			420			660	8.1

※1 座面高さ寸法は座面クッションが「着座により沈み込んだ時の寸法」です。
そのため、現品の座面中央部表面高さより20mm低い寸法になっています。
※2 重量は、天然木を使用しているため多少異なります。

移乗時に便利な回転タイプ



- 回転式なのでいすへの移乗・離着席が行いやすくなります。
- 座面高さは3タイプ(380・400・420mm)から選択いただけます。
- 耐アルコール、耐次亜塩素酸、防汚加工の合成皮革シートを使用。



ミールターン (ML-21)

各45,980円(本体価格 41,800円)

オレンジ		
座面高380mm	座面高400mm	座面高420mm
商品CD 201910CJ	商品CD 201910CK	商品CD 201910CL
ライトグリーン		
座面高380mm	座面高400mm	座面高420mm
商品CD 201910DJ	商品CD 201910DK	商品CD 201910DL

(単位:mm)									
型式	全幅	全高	全長	座幅	座面高 ※1	座奥行	背もたれ高 (座面より)	肘かけ高 (床面より)	重量 (kg) ※2
ML21-38	580	770	510	460	380	430	390	620	12.9
ML21-40		790			400			640	13.0
ML21-42		810			420			660	13.1

※1 座面高さ寸法は座面クッションが「着座により沈み込んだ時の寸法」です。
そのため、現品の座面中央部表面高さより20mm低い寸法になっています。
※2 重量は、天然木を使用しているため多少異なります。

ご利用者の自立支援と介助者の負担軽減をかなえる、1本脚の個別昇降テーブル



詳しくは▶P 42~


- 4人掛けのテーブルで、ひとりひとりに合わせてテーブルの高さを変えることができます。
- テーブルの脚が1本脚のため、車いすでもアプローチしやすいです。



それぞれの高さに合わせ、みんなで食事ができます。



四隅にテーブルの脚がないため、車いすでもアプローチしやすい。



「高さ昇降」「キャスター出し入れ」「車いすアプローチ」「収納」
 らくらく・かるがるできて負担を軽減



●こんなこと起きていませんか？

ご利用者の身体の大きさに合わせて机の高さを変えてあげたら、食事がしやすくなりADLも向上しそうなものになあ

キャスターロックが面倒！

机の脚が邪魔になり車いすでアプローチしにくい

スペースを広く使いたいときに机を収納するのが大変

折りたたみ昇降テーブル TLXなら

「高さ昇降」「キャスター出し入れ」「車いすアプローチ」「収納」が
 らくらく かるがる できて、負担を軽減します。



商品紹介動画

昇降ペダル
 フットプレート (キャスター収納用)

4人用 6人用

昇降ペダル
 フットプレート (キャスター収納用)

6~8人用

1,500 1,500 2,100
 4人用 6人用 6~8人用
 900 1,200 900

折りたたみ昇降テーブル(TLX)

【材質】天板：メラミン化粧板
 脚：鋼板(メラミン焼付塗装)

品名	サイズ(mm)	天板下高さ(mm)	重量(kg)	価格	商品CD
TLXS10T-YM915PB (4人用)	900 × 1,500	570 ~ 715	70.0	214,500円 (本体価格 195,000円)	300090AG
TLXS10T-YM1215PB (6人用)	1,200 × 1,500	570 ~ 715	80.0	258,500円 (本体価格 235,000円)	300090AH
TLXB10T-YM921PB (6~8人用)	900 × 2,100	610 ~ 785	93.0	412,500円 (本体価格 375,000円)	300090AI


折りたたみ昇降テーブル(TLX) 特長

特長1 らくらく 高さ昇降



昇降ペダルを踏むだけで
 上下高さ調整ができる

特長3 らくらく 車いすアプローチ



車いすでテーブルにつこうとする時、横からアプローチしようとしても脚が当たるため、テーブルの正面からアプローチしなければならない。

TLXは1本脚だから、横からのアプローチも可能。ご利用者の車いす移動がらくらくです。

特長2 らくらく キャスター出し入れ




天板を持ち上げるだけで
 キャスターが出る



フットプレートを踏むだけで
 キャスターがしまえる

特長4 かるがる 天板折りたたみ



ワンレバーで
 天板が折りたためる



コンパクト
 収納

ご利用者の
 自立を促す
 ポイント

- 1 食事の中身がご利用者からしっかり見えていること
- 2 腕の可動域の範囲に、配膳されていること

時間はかかっても、ご自身で食事ができるということは、生活の喜びの1つとなります。さらには、介助する方の負担も軽減できます。

ベッドからの転落による衝撃を緩和

- 高齢者の安全確保に。転落によるケガを軽減。
- 持ち運びしやすい取っ手付き。
- 縁に発色のよいオレンジ色を使用。
- 裏面は強力な全面滑り止め付き。
- 沈み込みが少なく歩きやすい。
- カバーは抗菌・難燃・防水・撥水加工付き。

ピジョンタヒラ




衝撃吸収マット

41,800円(本体価格 38,000円)

商品CD 205300AC

【材質】 緩衝材/ポリエチレンフォーム・ウレタンフォームの二層構造
カバー/ポリエステル100%(抗菌・難燃・防水・撥水加工)
【重量】 2.7kg 【カラー】 ブルー 【サイズ】 長さ1,800×幅650×厚さ40mm



衝撃性能試験データ 当社品衝撃吸収マットは上下2層構造で衝撃を「しっかり吸収」「やさしく分散」します(他社比較)



耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション

- 伸ばして耳あて部を曲げてお使いください。
- 目と目を合わせて会話を楽しむことができます。

ピジョンタヒラ



のび(57cm)、ちぢみ(27cm)が自由。折り曲げもできます。

もしもしフォン

2,002円(本体価格 1,820円) 箱入数 12本 【材質】 ポリプロピレン 【重量】 40g 【カラー】 ワインレッド 【サイズ】 長さ270～570mm(伸縮自在)

商品CD 109010AF

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	箱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
32	202200CA	1018737 (25635)		座位保持自走型 ラクリオ PR-1000	4902508256353	115,000円(非)	1	765×415×790
32	202200DA	1022508		座位保持自走型 ラクリオ 介助ブレーキ付 PR-1000B	4902508257862	134,000円(非)	1	765×415×790
32	202910AC	1026344		エレベータリング PTH-EL-1 (単体購入)	4902508002684	36,080円	1	490×415×175
32	202910AD	1026344		エレベータリング PTH-EL-1 (非課税) (車いす同時購入)	4902508002684	32,800円(非)	1	490×415×175
34	202200CB	1018738 (25636)		座位保持 ティルトリクライニング ラクレスト PR-2000	4902508256360	200,000円(非)	1	740×590×850
34	202200EA	1022509		座位保持 ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B	4902508257879	219,000円(非)	1	740×590×850
34	502000FA	1043236		ラクレスト用 まる洗いクッションシート (単体購入)	4902508275194	13,200円	1	
34	502000FB	1043236		ラクレスト用 まる洗いクッションシート (非課税) (車いす同時購入)	4902508275194	12,000円(非)	1	
37	202012AJ			フルリクライニングキャリア FC-120	4902508113205	260,000円(非)	1	920×670×750
37	202012AI			フルリクライニングキャリア FC-120 まる洗いシートタイプ	4902508113229	290,000円(非)	1	920×670×750
37	202015AB			横付けフルリクライニングキャリア FC-220	4902508258050	320,000円(非)	1	1040×670×740
37	202020DB			電動昇降フルリクライニングキャリア FC-320	4902508256292	520,000円(非)	1	1100×690×700
46	202031JD			ニュースウィングプラス NSW-2	4902508256315	165,000円(非)	1	1063×405×785
46	202031KD			ニュースウィングプラス NSW-2-D	4902508256322	180,000円(非)	1	1063×405×785
48	202200FD	1035367		ロックアシスタII LA-RX	4902508270298	145,000円(非)	1	800×430×770
49	202200AN	1021546		ロックアシスタII LA-1	4902508255936	105,000円(非)	1	950×420×750
49	202200AO	1021547		ロックアシスタII LA-2	4902508255943	105,000円(非)	1	950×420×690
49	202200FC	1021548		ロックアシスタII LA-3	4902508255950	125,000円(非)	1	780×420×730
49	504000DA	1036096		ロックアシスタII オプション LAクッション(背・座) (単体購入)	4902508271080	16,500円	1	
49	504000DB	1036096		ロックアシスタII オプション LAクッション(背・座) (非課税) (車いす同時購入)	4902508271080	15,000円(非)	1	
50	202221AG			ウィングアップ WD1N-38	4902508256100	105,000円(非)	1	980×340×720
50	202221AH			ウィングアップ WD1N-40	4902508256117	105,000円(非)	1	980×340×720

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
車いす・移動	50	202221AI		ウイングアップ WD1N-42	4902508256124	105,000円(非)	1	980×340×720
	50	202221BG		ウイングアップ WCD1N-38	4902508256131	105,000円(非)	1	980×340×720
	50	202221BH		ウイングアップ WCD1N-40	4902508256148	105,000円(非)	1	980×340×720
	50	202221BI		ウイングアップ WCD1N-42	4902508256155	105,000円(非)	1	980×340×720
	50	202222AG		ウイングアップ WD2-38	4902508256162	125,000円(非)	1	980×340×720
	50	202222AH		ウイングアップ WD2-40	4902508256179	125,000円(非)	1	980×340×720
	50	202222AI		ウイングアップ WD2-42	4902508256186	125,000円(非)	1	980×340×720
	50	202222BG		ウイングアップ WCD2-38	4988533525091	125,000円(非)	1	980×340×720
	50	202222BH		ウイングアップ WCD2-40	4988533525107	125,000円(非)	1	980×340×720
	50	202222BI		ウイングアップ WCD2-42	4988533525114	125,000円(非)	1	980×340×720
	51	202201AA		標準型 T-1N-400	4902508000222	65,000円(非)	1	999×344×758
	51	202201AE		標準型 T-1N-420 幅広	4902508000239	65,000円(非)	1	999×344×758
	51	202201AB		標準型 T-1N-Lo 低床	4902508000246	65,000円(非)	1	999×344×758
	51	202201AC		標準型 TD-1N ドラムブレーキ付	4902508000253	85,000円(非)	1	999×344×758
51	202201AD		標準型 TCD-1N ドラムブレーキ付 介助式	4902508000260	85,000円(非)	1	940×328×760	
排泄	52	669200IM		ラクラクおしりキレイミスト 300ml	4902508084710	1,045円	30	67×51×199
	52	669200IN		ラクラクおしりキレイミスト 詰めかえ用 250ml	4902508084727	550円	30	95×60×215
	53	669201EH		トイレに流せるパットおしりふき 72枚入	4902508106993	605円	20	240×105×46
	53	669201EL		トイレに流せるパットおしりふき 72枚+8枚入 (枚数増量品)	4902508106993	605円	20	240×105×50
	53	669200ER		トイレに流せるおしりふき 大判厚手 40枚入	4902508116015	550円	24	200×110×40
	53	669200EG		やぶれにくいタイプのおしりふき 72枚入	4902508102971	308円	24	240×105×45
	53	669201EO		やぶれにくいタイプのおしりふき 72枚入 (リニューアル品)	4902508102971	308円	24	240×105×60

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
排泄	53	669200ES		やぶれにくいタイプのおしりふき 大判厚手 40枚入	4902508111171	495円	24	200×110×53
	54	669200IF		おしり洗浄・保湿液 500ml	4902508110341	2,420円	12	70×70×205
	54	669200IG		おしり洗浄・保湿液 2000ml	4902508110358	9,240円	4	130×130×253
	55	669201BO		スキンバリアクリーム 250g	4902508084666	2,640円	24	78×53×159
	55	669201BG		保湿全身ローション 300g	4902508119146	1,210円	24	74×58×150
	55	669201BP		保湿全身ローション 詰めかえ用 250g	4902508274289	770円	30	120×65×200
	57	669100BS		消臭スプレー 濃縮タイプ 50ml	4902508106047	1,100円	10×3	90×32×185
	57	669100BQ		消臭スプレー 空間用 250ml	4902508106795	1,100円	20	104×51×194
	57	669100BR		消臭スプレー 空間用 業務用 250ml	4902508106788	1,100円	20	100×48×190
	57	669100BP		ポータブルトイレ用消臭液 300ml	4902508102889	1,430円	20	78×52×169
	57	669100BT		ポータブルトイレ用消臭液 詰めかえ用 800ml	4902508258036	1,870円	10	94×70×207
	58	669100BZ		ポータブルトイレ用消臭剤 20包入	4902508106177	968円	30	70×40×135
	58	669100BA		消臭フォーム トイレ用 380ml	4902508106153	968円	5×4	60×60×220
	58	106113AB		タヒラ トイレと汚物の消臭剤 4L	4988533612258	6,600円	3	205×125×252
	58	660311BB		消臭・抗菌ソフトナー 4L	4902508111102	4,620円	3	205×125×252
	58	669100BM		お部屋の消臭シート 介護用	4902508106238	704円	60	155×15×225
	59	100000FN		Wカバー スタンダード 透湿タイプ SS(オレンジ)	4902508111522	3,960円	10	225×35×285
	59	100000FO		Wカバー スタンダード 透湿タイプ S~M(ブルー)	4902508111539	4,180円	10	225×40×285
	59	100000FP		Wカバー スタンダード 透湿タイプ L~LL(グリーン)	4902508111546	4,620円	10	225×40×285
	59	100000FQ		Wカバー スタンダード 透湿タイプ 3L(オレンジ)	4902508111553	5,170円	10	225×45×285
59	609900BE		おむつカバー 透湿タイプ M	4902508109130	4,180円	10	190×40×270	
59	609900BF		おむつカバー 透湿タイプ L	4902508109185	4,510円	10	190×50×270	

	頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
排泄	59	609900BG	1041631		おむつカバー 透湿タイプ LL	4902508109239	4,950円	10	200×55×270
	60	209010DD			ラッピーカート3	4902508006071	167,200円	1	813×575×933
	61	209180AD			ユニットケアポーター	4902508006088	88,000円	1	530×335×910
清潔・入浴	63	669200BE	1039972		朝用お顔すっきりシート 20枚入	4902508273879	550円	40	110×23×210
	64	669200BD	1039270		ざっとさわやかからだふき 60枚入	4902508106658	550円	16	260×130×50
	64	669200DB	1005639		からださわやか清拭タオル 30枚入	4902508106597	550円	16	210×140×58
	64	669200GG	1039271		ふくだけ簡単シャンプーアップ 30枚入	4902508106580	550円	24	250×130×30
	66	669200J	1018702		泡でさっぱりからだふき 500ml	4902508110457	1,320円	20	96×88×173
	66	669200IL	1023471		泡でさっぱりからだふき 詰めかえ用 400ml	4902508001670	880円	20	150×80×190
	66	669200GE	1018699		お湯のいらない泡シャンプー 200ml	4902508110426	1,100円	30	50×50×198
	66	669200II	1018701		さっぱりからだふき 液体タイプ 400ml	4902508110440	1,210円	30	57×57×206
	66	669200IH	1018700		うるおうからだふき 液体タイプ 400ml	4902508110433	1,210円	30	57×57×206
	66	669200ID	1005665		清拭料 さっぱりタイプ 1L	4902508106740	1,980円	8	70×70×250
	66	669200IE	1005666		清拭料 しっとりタイプ 1L	4902508107051	2,475円	8	70×70×250
	67	669200IK	1018703		泡がやさしいおしり洗い 350ml	4902508110464	1,100円	20	86×71×173
	67	669200IO	1039905		泡がやさしいおしり洗い 詰めかえ用 800ml	4902508273831	1,540円	12	70×70×205
	67	669201CV	1018739 (11047)		コットン100% 超吸水おしりタオル 100枚	4902508110471	528円	36	100×45×200
	68	660202DV	1035474		うるおいの木 泡の全身シャンプー 20L	4902508119184	17,160円	1	304×304×296
	68	660202DW	1035471		うるおいの木 全身シャンプー 20L	4902508119139	16,280円	1	304×304×296
	68	660202DX	1035473		うるおいの木 ボディソープ 20L	4902508119122	16,280円	1	304×304×296

	頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
清潔・入浴	68	660202DY	1035472		うるおいの木 リンスインシャンプー 20L	4902508119115	16,280円	1	304×304×296
	69	669211BB	1040044		ボディソープ 4L	4902508273886	5,830円	3	205×125×252
	69	106102BB	1033736		リンスインシャンプー 4L	4902508119030	5,830円	3	205×125×252
	69	102409AA	1005904 (11246)		軽やか介助用エプロン ロングタイプ 男性用グリーン	4902508112468	7,700円	12	180×30×260
	69	102409BB	1005906 (11249)		軽やか介助用エプロン ロングタイプ 女性用ピンク	4902508112499	7,700円	12	180×30×260
	69	102409CB	1005916 (11251)		軽やか介助用エプロン ショートタイプ ピンク	4902508112512	6,380円	12	180×20×260
	69	102409DA	1005903 (11244)		軽やか介助用エプロン ハーフタイプ グリーン	4902508112444	5,060円	12	180×10×270
	69	105010DA	1005944 (25620)		シャンプーハット	4902508256209	1,760円	30	400×12×400
衛生	70	204510AD	1024079		座位安定シャワーキャリー SY-20	4902508000796	129,800円	1	665×530×580
	71	106103BC	1005769		消毒洗浄剤 1L	4902508120746	3,300円	8	91×77×210
	71	106103BA	1005763		消毒洗浄剤 4L	4902508120753	7,480円	3	205×125×252
	71	669300DH	1029784		薬用手指消毒アルコール 1L	4902508102629	3,740円	8	91×77×210
	71	669300DI	1034254		薬用手指消毒アルコール 5L	4902508102636	10,670円	2	233×145×246
	72	106104BG	1019391		殺菌ハンドソープ 500ml	4902508119016	880円	12	96×89×173
	72	106104BH	1019392		殺菌ハンドソープ 詰めかえ用 4L	4902508119023	5,280円	3	205×125×252
	72	669300BA	1005777 (10124)		除菌ウエットティッシュ ボトル 80枚入	4902508101240	748円	12	108×108×170
	72	669300BB	1005774 (10122)		除菌ウエットティッシュ 詰めかえ用 80枚入	4902508101226	528円	18	80×70×210
	72	669300CJ	1039810		テーブルウエットティッシュ 70枚入	4902508104333	オープン	24	130×105×50
眠り	72	106202AA			ジアッシュ 10L	4988533602020	オープン	1	250×250×250
	72	106202AB			ジアッシュ 20L	4988533602037	オープン	1	300×300×300
	72	306114AC			サラッと塩素除菌 2.5kg	4988533612289	6,600円	4	340×340×220
	74	609500DC	1005875 (11119)		さらっと吸水消臭シート M	4902508111195	4,400円	20	200×50×280

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)	
眠り	74	609500DD	1005869 (11120)		さらっと吸水消臭シート L	4902508111201	5,500円	20	200×55×280
	74	609500GA	1017229 (11227)		防水シート 大人用 普通	4902508107266	3,080円	20	200×40×280
	74	609500GB	1018251 (11228)		防水シート 大人用 L	4902508107297	3,520円	20	210×65×280
	74	609500FA	1017230 (11229)		耐熱防水シート	4902508107761	3,960円	20	200×40×280
	74	108092AA	1005870 (11128)		耐熱防水ブロードシート オフホワイト	4902508111287	4,730円	20	230×25×350
	74	108092AB	1005890 (11129)		耐熱防水ブロードシート ライトグリーン	4902508111294	4,730円	20	250×30×350
	74	108062CC	1005887 (11298)		耐熱防水デニムシート サックス M	4902508112987	4,620円	20	230×30×350
	74	108062CD	1005888 (11299)		耐熱防水デニムシート サックス L	4902508112994	4,840円	20	230×26×350
	74	108062CB	1005866 (11300)		耐熱防水デニムシート オフホワイト L	4902508113007	4,840円	20	230×26×350
	75	108111AA	1005859 (11130)		耐熱防水タオルシート	4902508111300	5,170円	20	230×28×350
	75	108031BA	1005885 (11122)		ニットシート	4902508111225	6,050円	20	230×40×350
	75	108021BA	1005857 (11121)		ムレにくいシート	4902508111218	7,480円	20	230×32×350
	75	108082AA	1005858 (11126)		簡単ベッドメイキング防水シート M	4902508111263	8,250円	10	230×38×350
	75	108082AB	1005878 (11127)		簡単ベッドメイキング防水シート L	4902508111270	8,250円	10	230×40×350
	75	609500CC	1005891 (11151)		手間なしびったりシート 10枚入	4902508111515	1,958円	8	210×125×290
	76	187012BA	1005930 (11142)		ビーズパッド1型 腰用	4902508111423	9,900円	10	180×100×450
	76	187012BB	1005951 (11143)		ビーズパッド2型 頭用	4902508111430	2,420円	10	300×55×295
	76	187012BC	1005947 (11144)		ビーズパッド3型 肘ひざ用	4902508111447	2,420円	10	320×60×300
	76	187012BD	1005949 (11145)		ビーズパッド4型 うで腰用	4902508111454	3,080円	10	240×45×600
	76	187012BE	1005953 (11146)		ビーズパッド5型 かかと用	4902508111461	4,620円	10	250×70×560
76	187012BF	1005926 (11147)		ビーズパッド6型 抱き枕用	4902508111478	6,050円	10	400×120×580	
76	187012BG	1005954 (11148)		ビーズパッド7型 背あて用	4902508111485	13,200円	10	240×110×800	

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)	
眠り	76	187012BH	1005932 (11149)		ビーズパッド8型 多目的用	4902508111492	5,280円	10	190×100×460
	76	187012AA	1005950 (11140)		ビーズパッド円座	4902508111409	3,630円	10	160×45×390
	76	187012CA	1005929 (11150)		ビーズプチハンド	4902508111508	880円	20	110×30×150
食事	77	659000BM	1025800		液体とろみ かけるだけ	4902508180726	1,004円	20	79×42×162
	78	619000HA	1018249 (11201)		テーブルからすべらない食事エプロン ひまわり柄	4902508107488	2,090円	20	185×25×290
	78	619000HB	1018250 (11202)		テーブルからすべらない食事エプロン 花畑柄	4902508107495	2,090円	20	185×25×290
	78	182300IK	1023379		肩まわりすっきり食事エプロン こでまり(ピンク)	4902508112178	1,760円	20	157×20×225
	78	182300IL	1023380		肩まわりすっきり食事エプロン チェック(青)	4902508112185	1,760円	20	157×20×225
	78	182300IM	1023381		肩まわりすっきり食事エプロン リーフ(緑)	4902508112192	1,760円	20	157×20×225
	79	102301NG	1024915		肩までおえる食事エプロン 花柄(ピンク)	4902508112413	1,760円	20	155×15×225
	79	102301NH	1024916		肩までおえる食事エプロン クローバー(黄)	4902508112420	1,760円	20	155×15×225
	79	102301NI	1024917		肩までおえる食事エプロン クローバー(青)	4902508112437	1,760円	20	155×15×225
	79	619000DE	1030133		車いす・食卓いす用 こぼさない食事エプロン チェック柄	4902508112659	2,200円	20	157×15×230
	79	619000AG	1041628		簡単ポケット こぼさない食事エプロン	4902508107587	2,420円	20	179×20×290
	79	102300PE	1026527		ポケット付きハーフエプロン リーフ(緑)	4902508107921	1,320円	20	155×15×225
	80	659000BN	1041711		自分で食べるミールキャッチ	4902508275781	1,408円	30	102×30×122
	80	659000BI	1005744		すくいやすいスプーン	4902508111713	825円	5×4	74×10×235
	80	659000BJ	1005749		すくいやすいフォーク	4902508111720	825円	5×4	74×20×235
	81	659000BG	1005748 (11083)		かるいスプーン	4902508107877	1,320円	5×4	74×13×228
	81	659000BH	1005746 (11084)		かるいフォーク	4902508107884	1,320円	5×4	74×13×228
81	659000AV	1018742 (11088)		使いやすいお箸	4902508107860	1,320円	5×4	74×13×273	
81	659000BK	1005745		やわらかい介助スプーン	4902508111737	1,045円	5×4	74×15×230	

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)
81	659000AN	1005738		ストロー付カップ	4902508106184	1,540円	5×4	96×83×155
81	659000AU	1005750		ストロー付カップ専用 替えストロー 3セット入	4902508106009	935円	12×6	90×30×170
83	669101AS	1023207		口腔ケア スポンジブラシ 10本入	4902508111775	605円	5×6	120×40×248
83	669101AT	1023208		口腔ケア スポンジブラシ 60本入	4902508111782	2,860円	6	150×130×210
83	669101AU	1023209		口腔ケア スポンジブラシ 250本入	4902508111799	10,230円	4	270×210×250
83	669101AO	1023203		歯みがきティッシュ 90枚入	4902508112307	715円	24	190×105×60
83	669101AP	1023204		歯みがきティッシュ 10枚入	4902508112321	231円	12×6	75×13×160
83	669101AQ	1023205		歯みがきティッシュ 90枚入 くちあたりおだやかタイプ	4902508111836	715円	24	190×105×60
84	669101AZ	1036214		薬用口腔ケアジェルプラス 50g	4902508271172	1,100円	24	78×40×183
84	669101AV	1023210		口腔保湿ジェル 60g	4902508111751	1,045円	30	74×37×205
85	669101BI	1042618		薬用口腔保湿ミスト 70ml うるおうハニーレモン	4902508112819	1,320円	30	65×37×170
85	669101AM	1023201		舌ブラシ	4902508107389	330円	10×5	46×31×230
85	669101AN	1023202		口腔ケア歯ブラシ	4902508102995	385円	10×6	46×20×205
85	669101AK	1023199		入れ歯ポット	4902508102919	1,540円	5×6	102×30×122
85	669101AL	1023200		入れ歯洗浄ブラシ	4902508107426	484円	10×5	60×23×207
86	201910AJ	1005977 (25571)		ミールチェア ML-11 オレンジ 380mm	4902508255714	34,980円	1	640×530×850
86	201910AK	1005981 (25572)		ミールチェア ML-11 オレンジ 400mm	4902508255721	34,980円	1	640×530×850
86	201910AL	1005983 (25573)		ミールチェア ML-11 オレンジ 420mm	4902508255738	34,980円	1	640×530×850
86	201910BJ	1005986 (25574)		ミールチェア ML-11 ライトグリーン 380mm	4902508255745	34,980円	1	640×530×850
86	201910BK	1005984 (25575)		ミールチェア ML-11 ライトグリーン 400mm	4902508255752	34,980円	1	640×530×850
86	201910BL	1005972 (25576)		ミールチェア ML-11 ライトグリーン 420mm	4902508255769	34,980円	1	640×530×850
86	201910CJ	1005978 (25577)		ミールターン ML-21 オレンジ 380mm	4902508255776	45,980円	1	630×545×850

食事

頁	商品CD	ビジョンCD	画像	商品名	JANCD	税込価格	梱入数	パッケージサイズ 正面幅×奥行×高さ(mm)	
86	201910CK	1005976 (25578)		ミールターン ML-21 オレンジ 400mm	4902508255783	45,980円	1	630×545×850	
86	201910CL	1005982 (25579)		ミールターン ML-21 オレンジ 420mm	4902508255790	45,980円	1	630×545×850	
86	201910DJ	1005973 (25580)		ミールターン ML-21 ライトグリーン 380mm	4902508255806	45,980円	1	630×545×850	
86	201910DK	1005985 (25581)		ミールターン ML-21 ライトグリーン 400mm	4902508255813	45,980円	1	630×545×850	
86	201910DL	1005980 (25582)		ミールターン ML-21 ライトグリーン 420mm	4902508255820	45,980円	1	630×545×850	
87	300092AB	1018788 (25641)		個別昇降テーブル ここあ PR-T4 天板	4902508256414	211,200円	1	1090×880×560	
87	300092AC	1018789 (25642)		個別昇降テーブル ここあ PR-T4 台座	4902508256421	52,800円	1	1660×350×150	
88	300090AG			折りたたみ昇降テーブル TLX (4人用)		214,500円	1		
88	300090AH			折りたたみ昇降テーブル TLX (6人用)		258,500円	1		
88	300090AI			折りたたみ昇降テーブル TLX (6-8人用)		412,500円	1		
安全	90	205300AC	1005979 (11169)		衝撃吸収マット	4902508111690	41,800円	1	910×660×90
生活	90	109010AF	1038890		もしもしフォン	4902508255837	2,002円	12	75×75×290


※商品パッケージのブランドロゴは順次切り替えてまいります。

ピジョンタヒラ お役立ち動画のご紹介


この他にも使い方や紹介動画がありますのでご確認ください！

ピジョンタヒラ ユーチューブ <https://www.youtube.com/@user-rl3my6jp4b>


車いす・移動




▶ P36
『電動昇降フルリクライニングキャリア FC-320』商品紹介




車いす・移動




▶ P32
『ラクリオ』への座らせ方 (シーティング技術)




車いす・移動




▶ P34
『ラクレスト』への座らせ方 (シーティング技術)




車いす・移動




▶ P48
『補助ブレーキ付き車いす ロックアシスタ®II LA-RX』商品紹介




食事




▶ P42
『個別昇降テーブルここあ』商品紹介




排泄




▶ P52
『ラクラクおしりキレイミスト』使い方と商品紹介




清潔・入浴




▶ P67
『泡がやさしいおしり洗い』を使ったおしりの洗い方




清潔・入浴




▶ P63
『朝用お顔すっきりシート』を使ったかおの拭き方




食事




▶ P22・77
炭酸飲料にとろみをつける！
『液体とろみ かけるだけ』



食事



▶ P80
『自分で食べるミールキャッチ』の使い方と商品紹介



ピジョンタヒラ ホームページをご活用ください!

最新情報はもちろん、介護コラムやお役立ち動画など、
介護についての情報も掲載しています。



<https://www.pigeontahira.co.jp>

ピジョンタヒラ

検索 🔍

介護用品・機器の総合メーカー

ピジョンタヒラ株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 ピジョンビル TEL.03-3661-4371(代)

■ お問い合わせは最寄りの営業所まで

札幌営業所	〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目3-31 3階	TEL.011-806-1161	FAX.011-806-1160
仙台営業所	〒980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町1-18 ピースビル北目町 9階	TEL.022-208-8811	FAX.022-208-8810
東京営業所	〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 ピジョンビル	TEL.03-3661-4312	FAX.03-6667-6012
名古屋営業所	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-12-13 丸の内ブラザビル3階	TEL.052-231-9811	FAX.052-231-9813
大阪営業所	〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町1-9-16	TEL.06-6354-5771	FAX.06-6354-5760
広島営業所	〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町11階	TEL.082-543-5181	FAX.082-543-5185
福岡営業所	〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル15階	TEL.092-716-3621	FAX.092-716-7010

● 商品改良のため、仕様・外観および価格は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
● 印刷物と実物とは多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

25.04.18,5.PT374.JP

